



Descripción:

La Bomba de Infusión Veterinaria CONTEC SP750 VET, destaca por su excepcional precisión y seguridad en el control de fluido IV estándar, cuenta con un sistema de control de infusión de alta precisión, esta bomba garantiza un efecto terapéutico óptimo al ser compatible con una amplia variedad de Dispositivos de infusión IV estándar. Su diseño facilita la operación con un solo botón, la bomba también se distingue por sus alarmas integrales, que van desde advertencias de bloqueo y burbujas de aire hasta medidas recordatorias de infusión, asegurando la seguridad del paciente.

Además, su sistema ABS (Anti Bolus System) proporciona medidas de protección efectivas al detener la infusión y eliminar la presión en casos de alarmas de alta presión, protegiendo así la salud de las mascotas. Con parámetros de infusión protegidos por contraseña y un diseño que minimiza el ruido, el CONTEC SP750VET garantiza un entorno tranquilo y seguro para las mascotas durante el proceso de infusión.

Especificaciones:

Marca: CONTEC

Modelo: SP750VET

Pantalla: TFT de 2,8"

Velocidad de Infusión: 1~699 ml/h, incremento: 1 ml/h

Volumen Total: 1~9999 ml/h, incremento: 1 ml/h

Precisión: ±5% (use el equipo intravenoso calibrado)

Tasa de KVO: 1~5 ml/h (puede ser ajustado por personal médico profesional)

Información en Pantalla: Caudal, volumen total, volumen de infusión acumulado, tiempo residual

Funciones de Alarma: Fin cercano, estado KVO, batería baja, falta de energía, falla de presión, falla de puerta, burbuja de aire, puerta abierta, oclusión, recordatorio de infusión, falla de comunicación y falla del motor.

Detector de Burbujas de Aire: Ultrasónico

Sensibilidad del Detector de Burbujas de Aire: 0,01~0,14 ml (puede ser ajustado por personal médico profesional)

Sensibilidad del Sensor de Presión: 1~7 grados (puede ser ajustado por personal médico profesional)

Clasificación de Seguridad: Clase I, pieza aplicada tipo BF

Grado de Impermeabilidad: IPX1

Modo de Trabajo: Trabajo Continuo

Fuente de Alimentación: CA: 100~240 V, 50/60 Hz o CC: 12 V

Batería: Recargable de Polímero de Litio, 7,4 V/3500 mAh



Clínicamente Validado



Control de Alta Precisión



Alarmas Integrales de Seguridad



Calibración Personalizada



Visualización del Tiempo Residual



Recordatorio para Iniciar la Infusión



Paquete Incluye: Bomba de Infusión SP750 VET, Batería de Litio, Cable de Alimentación tipo L, Manual de Usuario.