



Descripción:

La Bomba de Infusión Portátil SP750 diseñada para proporcionar seguridad, facilidad de uso y durabilidad prolongada en entornos médicos. Su control de flujo preciso y alarmas integrales garantizan la seguridad del paciente y un tratamiento óptimo. Equipada con funciones especiales de seguridad, la SP750 ofrece una solución confiable y eficiente para la administración de infusiones intravenosas.

Especificaciones:

Marca: Contec.

Tipo: Bomba de Infusión Volumétrica

Pantalla: TFT-LCD de 4.2".

Fuente de Alimentación:

CA: 100~240 V, 50/60 Hz

CC: Batería recargable de polímero de litio de 12 V, 7,4 V/3500 mAh

Velocidad de Infusión: 1~699 ml/h (incremento de 1 ml/h)

Volumen Total: 1~9999 ml (incremento de 1 ml/h)

Precisión: ±5% (con equipo intravenoso calibrado)

Tasa de KVO: 1~5 ml/h (ajustable por personal médico)

Visualización: Caudal, volumen total, volumen de infusión acumulado, tiempo residual

Funciones de Alarma: Varias, incluyendo estado de KVO, batería baja, sin energía, falla de presión, burbuja de aire, puerta abierta, oclusión, recordatorio de infusión, falla de comunicación y del motor.



Clínicamente Validado



Alta Precisión del Flujo



Compatible con Equipos Intravenosos Estándar



Calibración Personalizada



Recordatorio para Iniciar Infusiones



Alarmas Integrales de Seguridad



Paquete Incluye: Bomba de Infusión Volumétrica, Batería de Litio, Cable de Alimentación Tipo L, Manual de Usuario.