



Descripción:

La Bomba de Jeringa Veterinaria SP950 VET, redefine la administración de infusiones médicas en el cuidado veterinario al integrar tecnologías microelectrónicas y un sistema de microcomputadora. Su inteligencia avanzada se refleja en la pantalla LCD que muestra en tiempo real cada parámetro, respaldada por alarmas multifunción con avisos visuales, auditivos y de caracteres para una supervisión completa. Con una operación fácil y estable.

La Bomba de Jeringa Veterinaria Contec SP950 VET destaca por su alta precisión, verificación automática de las especificaciones de la jeringa y amplia compatibilidad con jeringas de diferentes capacidades. Además, su capacidad para configurar la velocidad de infusión y el volumen total, junto con funciones como el modo KVO automático y la alimentación rápida, hacen que la Bomba de Jeringa Contec SP950 VET, sea una elección confiable para infusiones intravenosas en el cuidado clínico de mascotas.

Especificaciones:

Marca: Contec

Modelo: SP950 VET

Tipo: Bomba de Jeringa Veterinaria.

Requisito de Especificación de Jeringa:

10 ml/20 ml/30 ml/50 ml (CNS)

Tasa de Infusión:

10ml 0,1ml/h-100ml/h

20ml 0,1ml/h-200ml/h

30ml 0,1ml/h-300ml/h

50ml 0,1ml/h-500ml/h

Tasa de Alimentación Rápida:

10ml 100ml/hora

20ml 200ml/hora

30ml 300ml/hora

50ml 500ml/hora

Visualización del Volumen Acumulado: 0ml-999,9ml

Precisión: ±3%

Rango de Presión para Alarma de Oclusión

Tres Grados son Ajustables:

Bajo: 40 KPa ± 16 KPa

Medio: 70 KPa ± 30 KPa

Alto: 100KPa± 35KPa

Tasa de KVO: 0,1 ml/h~5 ml/h, ajustable

Clasificación de Seguridad: Equipo Clase II, Tipo BF con alimentación interna

Función de Alarma: En estado no operado, Casi vacío, Vacío, ingrese al modo KVO, Caída de la jeringa, Oclusión, Falla de presión, Falla del motor, Batería baja, Comunicación anormal

Consumo de Energía Máximo: 20VA~30VA, el dispositivo puede funcionar continuamente durante al menos dos horas con una velocidad de inyección de 5 ml/h o 500 ml/h después de cargarse completamente.

Fuente de Alimentación: AC100~240V 50/60Hz

Batería: Batería de Litio Recargable, 7,4 V, 3500 mAh

Ambiente de Trabajo: Temperatura: +5~40°C; Presión Atmosférica: 860hPa~1060h; Humedad Relativa: 20%~90%; sin vibraciones fuertes ni gases corrosivos.

Entorno de Almacenamiento: Temperatura: -20 °c ~ +55 °c; Humedad Relativa: ≤90%, sin condensación; Sin gases corrosivos y bien ventilado.



Paquete Incluye: Bomba de Jeringa Contec SP950 VET, Batería de Litio, Cable de Alimentación tipo L, Manual de Usuario.