

Camilla Plegable Tipo Maleta



Descripción:

Camilla para masajes tipo maleta, con sistema de plegado para transporte apoyando el peso sobre 4 ruedas giratorias, además incluye broche de seguro para evitar que se abra durante su traslado. Diseño con estructura de hierro esmaltado y resistente, cubierta de eco-cuero, relleno de poliuretano de 5 cm de espesor para mayor confort, además presenta orificio facial para apoyar el rostro e incluye tapa acolchada para cubrirlo cuando no se esté usando.

Recomendado para profesionales del área médica, fisioterapeutas, Kinesiólogos, masajistas, etc.

Especificaciones:

Límite de Peso: 130 Kg.

Medidas Plegada: 64x91x21 cm

Medidas Armada: 71.5x181.5x58 cm

Orificio Facial: 18x8.5 cm

Patas de Perfil Cuadrado: 2 x 2 cm.

Asa de Agarre: 7x13.3 cm

Peso: 15 kg. Aprox

Pletinas de fijación para seguridad en la extensión.

Tapizada en eco-cuero, relleno en espuma de alta densidad

Manilla anatómica para transporte.

Sku: 30112



Clinicamente Validado



Plegable tipo Maleta

Kg

Sopoprrta hasta 130 Kg.



Cómodo de transportar



4 Ruedas de Transporte



Estructura de Acero



Paquete Incluye: x1 Camilla Tipo Maleta