

Kit Cánula Nasal + Alargador



Descripción:

La cánula nasal con alargador de oxígeno, mejora la comodidad del paciente. Está diseñada para mejorar la comodidad del paciente, reducir la presión y la fricción aplicada a la piel mientras recibe terapia de oxígeno. **SUAVE Y FLEXIBLE** amigable para el paciente. Empaque fácil de abrir. Además, este kit incluye Cánula Nasal Adulto 2m y Alargador Oxígeno 7,5 m, también un Conector que le entregará la autonomía que necesita.

Especificaciones:

Cánula: 2 Mts de Largo.

Alargador: 7.5 Mts de Largo.

No produce lesiones por presión y fricción.

Resistente a dobleces, cuenta con un conector estándar.

Comodidad durante la terapia.

Asegura un flujo continuo.

Es flexible para su movilidad para recibir oxígeno.

Indicado para conexiones entre dispositivos de oxigenoterapia.

Sku: 35118



Clinicamente Validado.



Asegura un flujo continuo.



Menor riesgo de obstrucción



No produce lesiones



No contiene látex.



Flexible



Paquete Incluye: x1 Cánula Nasal, x1 Alargador de Cánula, x1 Conector.