



Descripción:

Catre Clínico Manual de tres posiciones con un diseño ergonómico que eleva la comodidad y seguridad de los usuarios. Su altura ajustable facilita la atención de enfermeras y cuidadores, ideal para el uso domiciliario, este catre atiende a pacientes postrados o con patologías musculoesqueléticas o neurológicas, los cuales requieren constante movilización y posicionamiento para mejorar el retorno venoso y prevenir escaras.

Especificaciones:

Nombre: Catre Clínico

Material: Acero alta resistencia, esmaltada anti-corrosiva.

Comando: Manual, 3 Niveles de Ajuste.

Funciones Regulación: Respaldo, Rodilla, Altura

Medidas Promedio:

Largo Total: 214 cm / **Ancho Total:** 96 cm.

Altura Mín: 39 cm / **Altura Max:** 65 cm.

Capacidad: 140 Kg.

Niveles de Ajuste:

Ángulo Sección Cabeza: 0-80°.

Ángulo Sección Pies: 0-40°.

Altura Regulable.

Característica Adicional:

Barandas Plegables de aluminio.

Respaldo cabecera y piecera en PVC lavable y desinfectable.

Ruedas de poliuretano silenciosas y duraderas.

Garantía: 6 Meses.

SKU: 30120



Clinicamente Validado



Tres Posiciones Graduables



Sistema de Bloqueo



Sistema de Soporte de Estabilidad



Fácil de Transportar



Uso Clínico o Domiciliario.



Paquete Incluye: x1 Catre clínico manual, x1 Porta suero.

SERVICIO DE ARMADO DISPONIBLE, solo Región Metropolitana. (Consulte el precio del servicio).