



Descripción:

Los cilindros de 168 lts, son ligeros y portátiles, para ayudar con la movilidad de los pacientes. También son utilizados tanto para oxigenoterapia domiciliaria y en entornos médicos institucionales.

Estos cilindros cumplen con la prueba hidrostática que es un proceso en el cual se verifica que el cilindro esté en óptimas condiciones o si posee fugas o defectos que pueden alterar su funcionamiento y lo más importante, la seguridad.

Especificaciones:

CILINDRO

Procedencia: Estados Unidos.

Modelo: M6.

Material: Aluminio 6061 T6.

Capacidad: 168 lts.

Tipo de Válvula: Pin.

Máx. Presión Interna: 139 BAR.

Autonomía Promedio: 2,3 lt x min 1:30 a 2:00 hrs.

Medidas: 37x8 cm.

Peso Cilindro: 1.35 kg.

Garantía: 6 Meses.

Vigencia: No mayor a 5 años.

REGULADOR

Procedencia: China.

Material: Aluminio.

Flujo: 12 niveles de ajuste.

(0, 0.12, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15). LPM

Válvula Entrada: Pin.

Entrada: 2200psi

Salida: 50psi.

Medidas: 11x3 cm (aprox).

BOLSO TRANSPORTE

Marca: Sunset.

Modelo: Bandolera M6 de hombro.

Material: Nylon

Capacidad: Cilindro 168 lts.

Medidas: 38x17x8 cm.

Peso del Kit: 3.8 kg.



Clinicamente Validado



Resistente a la corrosión



Eficaz suministro de oxígeno



Peso ligero y Cómodo



Advertencia: Por motivos de seguridad, NO se realizan envíos de cilindros de oxígeno con carga fuera de la Región Metropolitana.

LITROS	0.12	0.5	1	1.5	2	3	4	6	8	10	15
HORAS (aprox)	23 Horas	5 Horas	2.50 Horas	2:48 Horas	1:40 Horas	56 Min	42 Min	28 Min	21 Min	17 Min	11 Min



Paquete Incluye: x1 Cilindro de Oxígeno de 168 lts, x1 Regulador desmontable 0-15 lts por minuto, x1 Cánula 2 metros, x1 Bolso de Transporte.