


# Cilindro de Oxígeno Portátil 685 lts



## Descripción:

Los cilindros de 685 lts, son ligeros y portátiles, para ayudar con la movilidad de los pacientes. También son utilizados tanto para oxigenoterapia domiciliaria y en entornos médicos institucionales.

Estos cilindros cumplen con la prueba hidrostática que es un proceso en el cual se verifica que el cilindro esté en óptimas condiciones o si posee fugas o defectos que pueden alterar su funcionamiento y lo más importante, la seguridad.

## Especificaciones:

### CILINDRO

**Procedencia:** Estados Unidos.

**Modelo:** Tipo E.

**Material:** Aluminio 6061 T6.

**Capacidad:** 685 lts.

**Válvula Entrada:** Pin.

**Máx. Presión Interna:** 139 BAR.

**Medidas:** 72x11 cm.

**Peso Cilindro:** 3.8 kg.

**Garantía:** 6 Meses.

**Vigencia:** No mayor a 5 años.

### REGULADOR

**Procedencia:** China.

**Material:** Aluminio.

**Flujo:** 12 niveles de ajuste.

(0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15). LPM.

**Tipo:** Pin.

**Entrada:** 3000psi.

**Salida:** 50psi.

**Medidas:** 18x3 cm (aprox).

**Peso del Kit:** 4 kg. (aprox).



Clinicamente Validado



Resistente a la corrosión



Eficaz suministro de oxígeno



Peso ligero y Cómodo



**Advertencia:** Por motivos de seguridad, NO se realizan envíos de cilindros de oxígeno con carga fuera de la Región Metropolitana.

LITROS	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	15
HORAS (aprox)	22 Horas	11 Horas	7.6 Horas	5.7 Horas	3.8 Horas	2.9 Horas	2.3 Horas	1.9 Horas	1.4 Horas	1.1 Horas	46 Min



**Paquete Incluye:** x1 Cilindro de Oxígeno de 685 lts, x1 Regulador desmontable 0-15 lts por minuto, x1 Cánula 2 metros, x1 Vaso Humidificador.