



## Descripción:

Los cilindros de 685 lts, son ligeros y portátiles, para ayudar con la movilidad de los pacientes. Por otro lado el Regulador de Oxígeno Bonsai, ahorra hasta un 75% del oxígeno nominal en todos sus ajustes.

Estos cilindros cumplen con la prueba hidrostática que es un proceso en el cual se verifica que el cilindro esté en óptimas condiciones o si posee fugas o defectos que pueden alterar su funcionamiento y lo más importante, la seguridad.

## Especificaciones:

### CILINDRO

**Procedencia:** Estados Unidos.

**Modelo:** Tipo E.

**Material:** Aluminio 6061 T6.

**Capacidad:** 685 lts.

**Válvula Entrada:** Pin.

**Máx. Presión Interna:** 139 BAR.

**Medidas:** 72x11 cm.

**Peso Cilindro:** 3.8 kg.

**Garantía:** 6 Meses.

**Vigencia:** No mayor a 5 años.

### REGULADOR

**Marca:** Bonsái

**Procedencia:** China

**Material:** Aluminio.

**Flujo a Pulso:** 6 niveles de ajuste.

**Flujo Continuo:** 2 niveles de ajuste.

(1, 2, 3, 4, 5, 6, FC2, FC4). LPM.

**Tipo:** Pin.

**Entrada:** 34,5 a 206,8 bar. (500 a 3000 psi).

**Frecuencia de Respiración:** 1 a 40 lpm.

**Medidas:** 13x8 cm (aprox).

### BOLSO ROLLER DE TRANSPORTE

**Material:** Nylon Impermeable.

**Altura Ajustable:** 68-110 cm

**Largo:** 19 cm. / **Ancho:** 15 cm.

**Ruedas:** PVC. / 4x4 cm

**Soporta:** Cilindro 685.

**Peso del Kit:** 5.4 kg. (aprox).



Clinicamente Validado



Resistente a la corrosión



Eficaz suministro de oxígeno



Ahorra hasta 6 veces más oxígeno



**Advertencia:** Por motivos de seguridad, NO se realizan envíos de cilindros de oxígeno con carga fuera de la Región Metropolitana.

FLUJO	1	2	3	4	5	6	FC 2LPM	FC 4LPM
20 RESPIRACIONES POR MIN.	36.6 Horas	23.1 Horas	16.4 Horas	14.0 Horas	12.6 Horas	10.7 Horas	5.7 Horas	2.8 Horas



**Paquete Incluye:** x1 Cilindro de Oxígeno de 685 lts, x1 Regulador desmontable, x1 Cánula 2 metros, x1 Vaso Humidificador, x1 Conector a Vaso Humidificador, x1 Bolso Roller de Transporte.