

Cilindro de Oxígeno Portátil 685 lts | A Pulso



Descripción:

Los cilindros de 685 lts, son ligeros y portátiles, para ayudar con la movilidad de los pacientes. Por otro lado el Regulador de Oxígeno Bonsai, ahorra hasta un 75% del oxígeno nominal en todos sus ajustes.

Estos cilindros cumplen con la prueba hidrostática que es un proceso en el cual se verifica que el cilindro esté en óptimas condiciones o si posee fugas o defectos que pueden alterar su funcionamiento y lo más importante, la seguridad.

Especificaciones:

CILINDRO

Procedencia: Estados Unidos.

Modelo: Tipo E.

Material: Aluminio 6061 T6.

Capacidad: 685 lts.

Válvula Entrada: Pin.

Máx. Presión Interna: 139 BAR.

Medidas: 72x11 cm.

Peso Cilindro: 3.8 kg.

Garantía: 6 Meses.

Vigencia: No mayor a 5 años.

REGULADOR

Marca: Bonsái

Procedencia: China

Material: Aluminio.

Flujo a Pulso: 6 niveles de ajuste.

Flujo Continuo: 2 niveles de ajuste.

(1, 2, 3, 4, 5, 6, FC2, FC4). LPM.

Tipo: Pin.

Entrada: 34,5 a 206,8 bar. (500 a 3000 psi).

Frecuencia de Respiración: 1 a 40 lpm.

Medidas: 13x8 cm (aprox).

CARRO DE TRANSPORTE

Material: Acero.

Altura Ajustable: 4 Niveles de Ajuste

Altura Max: 107.9 cm / **Altura Min:** 96.5 cm

Largo: 28 cm. / **Ancho:** 25 cm.

Cesta Ajustable: Con presión de perilla

Mango: Goma.

Ruedas: PVC. / 14.5x14.5 cm

Soporta de 25 Kg.

Peso del Kit: 4 kg. (aprox).



Clinicamente Validado



Resistente a la corrosión



Eficaz suministro de oxígeno



Ahorra hasta 6 veces más oxígeno



Advertencia: Por motivos de seguridad, NO se realizan envíos de cilindros de oxígeno con carga fuera de la Región Metropolitana.

FLUJO	1	2	3	4	5	6	FC 2LPM	FC 4LPM
20 RESPIRACIONES POR MIN.	36.6 Horas	23.1 Horas	16.4 Horas	14.0 Horas	12.6 Horas	10.7 Horas	5.7 Horas	2.8 Horas



Paquete Incluye: x1 Cilindro de Oxígeno de 685 lts, x1 Regulador desmontable, x1 Cánula 2 metros, x1 Vaso Humidificador, x1 Conector a Vaso Humidificador, x1 Carro de Transporte.