



Descripción:

Los cilindros de 685 lts, son ligeros y portátiles, para ayudar con la movilidad de los pacientes. También son utilizados tanto para oxigenoterapia domiciliaria y en entornos médicos institucionales.

Estos cilindros cumplen con la prueba hidrostática que es un proceso en el cual se verifica que el cilindro esté en óptimas condiciones o si posee fugas o defectos que pueden alterar su funcionamiento y lo más importante, la seguridad.

Especificaciones:

CILINDRO

Procedencia: Estados Unidos.

Modelo: Tipo E.

Material: Aluminio 6061 T6.

Capacidad: 685 lts.

Válvula Entrada: Pin.

Máx. Presión Interna: 139 BAR.

Medidas: 72x11 cm.

Peso Cilindro: 3.8 kg.

Garantía: 6 Meses.

Vigencia: No mayor a 5 años.

REGULADOR

Procedencia: China.

Material: Aluminio.

Flujo: 12 niveles de ajuste.

(0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15). LPM.

Tipo: Pin.

Entrada: 3000psi.

Salida: 50psi.

Medidas: 18x3 cm (aprox).

CARRO DE TRANSPORTE

Material: Acero.

Altura Ajustable: 4 Niveles de Ajuste

Altura Max: 107.9 cm / **Altura Min:** 96.5 cm

Largo: 28 cm. / **Ancho:** 25 cm.

Cesta Ajustable: Con presión de perilla

Mango: Goma.

Ruedas: PVC. / 14.5x14.5 cm

Soporta de 25 Kg.

Peso del Kit: 4 kg. (aprox).



Clinicamente Validado



Resistente a la corrosión



Eficaz suministro de oxígeno



Peso ligero y Cómodo



Advertencia: Por motivos de seguridad, NO se realizan envíos de cilindros de oxígeno con carga fuera de la Región Metropolitana.

LITROS	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	15
HORAS (aprox)	22 Horas	11 Horas	7.6 Horas	5.7 Horas	3.8 Horas	2.9 Horas	2.3 Horas	1.9 Horas	1.4 Horas	1.1 Horas	46 Min



Paquete Incluye: x1 Cilindro de Oxígeno de 685 lts, x1 Regulador desmontable 0-15 lts por minuto, x1 Cánula 2 metros, x1 Vaso Humidificador, x1 Carro de Transporte.