



Descripción:

Cojín antiescaras de flotación seca por inflado neumático con 36 celdas de aire interconectadas que distribuyen la presión de forma uniforme contribuyendo a disminuir la aparición de úlceras por presión en pacientes que están sentados por muchas horas en sillas de ruedas o para uso en personas sin patologías que quieran un cojín cómodo de última tecnología para usar en la silla del auto o de oficina.

Especificaciones:

Marca: Topmedic

Fabricado en: China

Modelo: Cojín Antiescara Inflable.

Tipo: Antiescaras

Peso Max: 113 Kg

Fabricación: Vinilo

Dimensiones: 42x42x6 cm

Numero de Celdas: 36

Incluye Bombin: Si

Incluye funda con base antideslizante
Válvula de aire de seguridad con tapa.

Garantía: 2 años

Sku: 10200



Clinicamente
Validado



Evita las heridas
por úlceras.



Funda removible
y fácil de lavar.



Vinilo de alta
resistencia y no tóxicos.



Flexible y Cómodo



Hipoalergenico y
Antitranspirante.



Paquete Incluye: x1 Cojín, x1 Funda Lavable, x1 x1 Bomba para Inflar.