



Descripción:

El colchón antiescaras inflable tipo Roho de alta eficacia terapéutica en la prevención de úlceras arteriales o isquémicas, está formado por células inflables conectadas entre sí las cuales ayudan a reducir la presión en los puntos de apoyo. No requiere energía eléctrica para su funcionamiento, su inflado es manual. El sistema de colchón antiescaras tipo Roho proporciona una presión individualizada, manejo de la fricción y presión a través de la redistribución de la fuerza de forma individual.

Especificaciones:

Marca: Topmedic
Modelo: Tipo Roho
Tipo: Antiescaras
Peso Max: 150 Kg
Fabricación: PVC Duradero
Dimensiones:
Paneles: 62 x 8 x 87 cm
Armado: 1.89 x 8 x 87 cm
Numero de Celdas: 90
Incluye Bombin: Si

Otras Características:

- Tecnología de flotación seca redistribuye las fuerzas que pueden causar presión, fricción y cizallamiento.
- 3 Paneles independientes que se unen fácilmente mediante broches de presión.
- Superficie cómoda, funcional y estable ayuda a la prevención de úlceras de presión

Garantía: 1 Año

Sku: 10115NG



Clinicamente Validado



Evita las Heridas por Úlceras.



Tipo Roho de 3 Paneles



Celdas Inflables e Interconectadas.



Válvula de Aire de Seguridad



Hipoalergénico y Antitranspirante.



Paquete Incluye: x1 Colchón Antiescaras Tipo Roho, x1 Funda Lavable, x1 Bomba para Inflar, x1 Manual de Usuario.