



Descripción:

El Colchón Antiescaras Tubular con motor ofrece una solución avanzada para prevenir la compresión prolongada, especialmente diseñado para pacientes de alto riesgo, como personas mayores, diabéticos y aquellos con trastornos neurológicos.

Es uno de los colchones antiescaras más avanzados del mercado, por eso es perfecto para prevenir la posibilidad de padecer úlceras por presión en cualquier persona que tenga que pasar largos periodos de tiempo en la cama. Su función principal es adaptarse a la posición del paciente mediante la presión alterna, reduciendo el riesgo de úlceras por presión.

Especificaciones:

COLCHÓN ANTIESCARAS TUBULAR

Marca: Global Healthcare

Modelo: Colchón Antiescaras Tubular

Material: Celdas de Nylon PVC, Funda de PU

Dimensiones Usable: 1,95 x 94 cm

Dimensiones Total: 2,74 x 94 cm

Peso Máximo de Soporte: 160kg

MOTOR

Tiempo de Alternancia: 6 min.

Salida de Aire: 6-7 L/min

Rango de Presión: 70 - 130 mmHg

Fuente de Energía: 220v - 240v

Protección: Contra Golpes de Clase II

Ruido: <20db

Sku: 10123



Clinicamente Validado



Circulación Sanguínea Mejorada.



Celdas Modulares Reemplazables.



Motor con 5 Niveles de Ajuste de Presión



Prevención Efectiva de Úlceras



Diseño Impermeable



Paquete Incluye: x1 Colchón Antiescaras, x1 Motor, Doble Manguera, x1 Kit de Reparación, x1 Funda Impermeable, x1 Celda de Reemplazo, x1 Manual de Instrucciones.