



## Descripción:

Concentrador de Oxígeno con Sistema Dual, además de proveer oxígeno, el equipo puede nebulizar al paciente. El Modelo 8F-5AW, es un dispositivo que opera de forma electrónica tomando aire del medio ambiente, lo purifica y convierte en oxígeno altamente concentrado, listo para ser usado por el paciente.

## Especificaciones:

**Marca:** Yuwell.

**Modelo:** 8F-5AW.

**Uso:** Continuo 24/7.

**Sistema:** Dual, opción de nebulizador.

**Rango de Flujo:** 1-5 Litros/min.

**Ruido:** ≤52dB(A).

**Fuente de Alimentación:** AC220V ± 10% - AC230V ± 10%.

**Altitud:** Hasta 1.828 metros (6000 pies) sobre el nivel del mar sin degradar los niveles de concentración. Desde 1.828 metros (6000 pies) hasta 4.000 metros (13.129 pies) por debajo del 90% de eficiencia.

**Dimensiones:** 39cm×24,5cm×50 cm.

**Peso:** 15,5 Kg

**Garantía:** 1 Año

**SKU:** 35132



Clinicamente Validado



Alarma de funcionamiento



Indicador de presión baja y alta



Concentraciones superiores al 93%



Función de nebulización



Función de control remoto.



**Mantenimiento y Servicio Técnico Autorizado**



**Paquete Incluye:** x1 Concentrador de Oxígeno, x1 Kit de Nebulización, x1 Control Remoto, x1 Cánula Nasal, x1 Vaso Humidificador, x1 Conector, x1 Cable de Corriente Universal, x1 Manual de Usuario.