



Descripción:

El Concentrador de Oxígeno JAY-10 de Doble Flujo, asegura un flujo constante e inagotable de oxígeno medicinal al 93% de hasta 10L/min. Gracias a su tecnología dual, permite el uso simultáneo para dos pacientes, suministrando 5L/min para cada uno, para un flujo total de hasta 10 L/min. Cuenta con un medidor de flujo fácil de operar que le permite seleccionar de manera sencilla por medio de una perilla los litros por minuto que se requieran según la prescripción del usuario.

Para su mayor tranquilidad, cuenta con alarma y luces indicadoras que alertarán sobre: Alarma de Alta y Baja Presión, Pureza de Oxígeno, Alta Temperatura, Mantenimiento y Falla de Energía.

Especificaciones:

Marca: Longfian Scitech Co.

Modelo: JAY-10

Función Adicional: Nebulización / Compatible con Cpap

Flujo de Oxígeno: 0 - 10 L/min

Concentración de Oxígeno: 93%

Presión de Salida: 0,04 - 0,07 Mpa ($\pm 3\%$)

Nivel de Sonido: ≤ 52 dB

Energía: 220V, 60Hz

Consumo de Energía: 880 W

Pantalla: LCD. Indica: tiempo de encendido, presión de trabajo saturación de oxígeno y pulso.

Alarma: Fallo de energía, presión alta, temperatura, baja pureza ($< 85\%$), mantenimiento.

Condiciones de Trabajo: 10-40°C / 30-85% HR / 700-1060 hPA

Categoría Eléctrica: Clase II tipo B

Categoría de Producto: Clase II A

Fusibles: T6.3AL/250V

Certificación: CE / TUV / SUD / ISO 13485:2016

Medidas: 56 x 38 x 34 cm

Peso: 27 kg



Clínicamente Validado



Doble Flujo Eficiente



Apto para Nebulización de Medicamentos



Sensor SpO2 para Adultos



Funcionamiento Continuo 24/7



Alarmas Integrales de Seguridad



Paquete Incluye: Concentrador de Oxígeno JAY-10 Dual, 2 Filtros Esponja, 2 Filtros Tela, Set Nebulizador, Sensor SpO2 Adulto, 2 Cánulas, 2 Frascos Humidificador, Cable Red Eléctrica, Manual de Usuario.