



Descripción:

El Concentrador de Oxígeno JAY-10 de Doble Flujo, asegura un flujo constante e inagotable de oxígeno medicinal al 93% de hasta 10L/min. Cuenta con un medidor de flujo fácil de operar que le permite seleccionar de manera sencilla por medio de una perilla los litros por minuto que se requieran según la prescripción del usuario.

Su sistema integra un sensor de pureza de oxígeno que advierte si la pureza disminuye, lo que incrementa el nivel de confiabilidad de este equipo. Para su mayor tranquilidad, cuenta con alarma y luces indicadoras que alertarán sobre: Alarma de Alta y Baja Presión, Pureza de Oxígeno y Falla de Energía.

Especificaciones:

Marca: Longfian Scitech Co.

Modelo: JAY-10

Flujo de Oxígeno: 0 - 10 L/min

Concentración de Oxígeno: 93%

Presión de Salida: 0,04 - 0,07 Mpa ($\pm 3\%$)

Nivel de Sonido: ≤ 52 dB

Energía: 220V, 60Hz

Consumo de Energía: 880 W

Alarma: Pureza de Oxígeno, Falla de Energía y Alarma de Alta y Baja Presión.

Condiciones de Trabajo: 10-40°C / 30-85% HR / 700-1060 hPA

Categoría Eléctrica: Clase II tipo B

Categoría de Producto: Clase II A

Fusibles: T6.3AL/250V

Certificación: CE / TUV / SUD / ISO 13485:2016

Medidas: 56 x 38 x 34 cm

Peso: 27 kg



Clínicamente Validado



Flujo Continuo Inagotable



Medidor de Flujo de Fácil Operación



Pantalla LCD de Operación Simple



Funcionamiento Continuo 24/7



Alarmas Integrales de Seguridad



Paquete Incluye: Concentrador de Oxígeno JAY-10 Dual, 2 Filtros Esponja, 2 Filtros Tela, 2 Cánulas, 1 Frasco Humidificador, Cable Red Eléctrica, Manual de Usuario.