



Descripción:

Nuevo limpiador de CPAP, pequeño y liviano, hace que desinfectar su equipo sea muy sencillo en solo 25 minutos. Elimina más del 99,99 % de los elementos que se encuentran en los equipos de CPAP (máquina de CPAP, tubos, mangueras y mascarillas regulares y calentadas...) Mientras tanto, el diseño optimizado del producto permite una generación más rápida de ozono durante el arranque y una disipación más rápida.

Este limpiador puede adaptarse a máquinas CPAP con un tubo de 2.2 mm de diámetro, simplemente conecte esta máquina limpiadora a la tubería con una máscara o máquina CPAP, solo un botón y se iniciará y se detendrá automáticamente después de 25 minutos. La batería interior de alta calidad de 2200 mAh puede funcionar durante 120 minutos.

Especificaciones:

Marca: YInno

Modelo: YY-CPAP07

Esterilización: Ozono

Batería Interna: 2200 mAh

Fuente de Alimentación: 110-240v 50 60hz

Consumo eléctrico: 4W

Tiempo de Carga: 4 Hrs.

Tiempo de Trabajo: 120 Min.

Cargador: Tipo C

Tubo Compatible: 2.2 mm

Esterilización Automática: 25 minutos

Medidas Producto: 11.5 x 5 x 7 cm

Medidas Empaque: 16.7 x 8.8 x 5.7 cm

Peso: 205 Gramos



Clinicamente
Validado



Funcionamiento
Continuo de 120 min.



Elimina el 99.99%
de las Bacterias



3 Modos de
Funcionamiento



Desinfección
Completa en 25 min.



Compacto
y Liviano



Paquete Incluye: x1 Limpiador Esterilizador Cpap, x1 Cable USB tipo C, x1 Fuente de Alimentación para Carga, x1 Manual de Usuario.