

Kit Cánula Nasal + Alargador



Descripción:

El Frasco Humidificador de oxígeno de 500 ml, para cilindros y concentradores; es un recipiente donde se coloca agua desmineralizada o destilada apta para consumo humano, para poder humidificar el oxígeno. Se coloca a la salida de la fuente de oxígeno utilizada, así como Cilindros y Concentradores de oxígeno. Además, dispone de una válvula de seguridad.

Su función es tal como su nombre indica, humedecer el oxígeno que pasa a través de él en dirección a las vías respiratorias del paciente, evitando que estos se resequen.

Especificaciones:

Material: Plástico

Capacidad: 500ml

Espesor Pared 1,5 mm

Conexión de rosca

Conexión plástica al tubo de la mascarilla o cánula nasal

Con rango mínimo y máximo del agua destilada

Sku: 35146



Clinicamente Validado.



Esterilizable



Conexión de rosca



Uso para cilindros y concentradores



Capacidad 500 ml



Resistente



Paquete Incluye: x1 Frasco Humidificador para cilindros y concentradores.