

Gabinete para Desfibrilador DEA



Descripción:

El Gabinete para Desfibrilador DEA (Desfibrilador Automático Externo) está diseñado para almacenar de manera segura y visible un dispositivo de desfibrilación automática. Su función principal es garantizar que el desfibrilador esté protegido y accesible en caso de una emergencia vital. El gabinete debe ser instalado en un lugar visible y debidamente señalizado, de manera que sea fácilmente identificable en caso de necesidad. Esto asegura que cualquier persona que se encuentre en el área pueda localizar rápidamente el desfibrilador en caso de una emergencia cardíaca.

Especificaciones:

Tipo: Gabinete para Desfibrilador DEA

Material de Fabricación: Acero Carbono Laminado (1 mm de espesor).

Recubrimiento Exterior: Pintura Electroestática

Sirena: Luz LED

Voltaje de Operación: CC 6-14V

Nivel de Sonido: 105 dB en un solo tono.

Consumo: 250mA

Medidas:

Alto: 50 cm.

Largo: 39.5 cm.

Ancho: 15 cm.



Clínicamente Validado



Garantiza Durabilidad y Resistencia.



Proceso Avanzado de Fabricación



Funcionalidades de Emergencia



Señal Acústica 105dB



Señalización Clara y Efectiva.



Paquete Incluye: Gabinete para DEA Desfibrilador