



Descripción:

Glucómetro Yuwell 582 es un moderno medidor de glucosa que permite al usuario conocer, en tan solo 8 segundos, los resultados y niveles de glucosa en la sangre. Además, es un equipo compacto y de fácil transporte que solo requiere de 1 μ L para realizar la prueba.

Especificaciones:

Marca: Yuwell.

Modelo: 582.

Método de medición: Medidor de Glucosa.

Rango de medición: 20 a 600 mg/dl | 1,1 a 33,3 mmol/L.

Medida del volumen: 1 μ L.

Hematocrito: 30% - 60%

Fuente de alimentación: 2 Pilas AAA.

Vigencia de las cintas/tiras reactivas: 2 años.



Clinicamente Validado.



Resultados precisos (Luego de 8 segundos).



Almacenamiento 250 resultados.



Apagado automático.



Amplia pantalla.



Uso adulto y pediátrico.



Paquete Incluye: x1 Medidor de glucosa 582 Yuwell, 1 Dispositivo de punción, x2 Pilas AAA, X1 Estuche, x1 Manual de operaciones.