



Descripción:

El Monitor de Presión Arterial CONTEC 08A VET redefine la medición de la presión arterial en el ámbito veterinario con su enfoque completamente automático y avanzadas características. Su pantalla LCD a color de alta definición, de 2.8 pulgadas, ofrece una visibilidad excepcional, facilitando la lectura de los parámetros. Integrando medición, visualización y salida de registros en un solo dispositivo, este monitor adopta una interfaz de revisión de datos que incluye opciones como "Lista de datos", "Gráfico de tendencias" y "Fuente Grande", ofreciendo una operación fácil y sencilla. Se puede aplicar a pruebas de rutina de mascotas familiares, hospitales de animales, clínicas y granjas, etc. El Monitor de Presión Arterial CONTEC 08A VET se presenta como un esfigmomanómetro electrónico veterinario completo y eficiente.

Especificaciones:

Marca: Contec

Modelo: 08A VET

Tipo: Monitor de Presión Arterial

Método de Medición: Oscilometría

Rango de Medición: 0kPa (0 mmHg)~38,67 kPa (290 mmHg)

Resolución: 1 mmHg

Precisión: Presión Estática: $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)

Rango de Pulso Manual: 40 latidos por minuto -240 latidos por minuto

Inflación: Inflación automática mediante bomba forzada

Deflación: Deflación automática en varios pasos

Pantalla: Pantalla LCD a color de 2,8"

Alimentación: (No incluidos)

Cuatro Pilas "AA"

Adaptador de corriente de 5 V o 6 V.

Seguridad: Dispositivo Clase II Tipo BF, pieza aplicada



Clinicamente Validado



Tecnología Avanzada de Oscilometría



Almacenamiento 100 Registro de Datos



Transferencia y Revisión de Datos



Apagado Automático



Pantalla LCD de Alta Definición



Paquete Incluye: Monitor de Presión Arterial Contec 08A VET, Manual de usuario y Accesorios Opcionales a su Elección.