



## Descripción:

CONTEC 08A es un Tensiómetro digital de mesa, con pantalla LCD a color de alta resolución, idiomas de interfaz opcionales (chino e inglés), fuerte visualidad, medición NIBP completamente automática. El equipo incluye una zona que permite medir la saturación de oxígeno del paciente y tener los parámetros mejor controlados. El equipo es ampliamente usado en hogares, clínicas y centro de examinación física para evaluaciones rutinarias.

## Especificaciones:

**Marca:** Contec

**Modelo:** 08A

**Método de medición:** Oscilometría

**Rango de medición:** 0 kPa (0 mmHg) – 38.67 kPa (290 mmHg)

**Unidades de presión:** mmHg / kPa.

**Precisión:** ± 0.4 kPa (± 3 mmHg)

**Rango de medición de pulso:** 40 bpm – 240 bpm

**Rango de SpO2:** 0-100%

**Fuente de alimentación:** 4 AA

**Certificación:** CE, FDA

**SKU:** 20148



Clinicamente Validado



Mide saturación de oxígeno (SpO2)



Memoria 3 usuarios con 100 registro de datos



Apagado automático



Fuente de alimentación: 4 AA



Pantalla LCD de alta definición



**Paquete Incluye:** 1 Monitor Contec 08A, 1 Brazaete Adulto (22-32 cm), Sonda Universal+Cable de extensión, Cable de Conexión Eléctrica, Cable USB, Manual de Usuario.