



Descripción:

El Monitor de Signos Vitales CONTEC CMS 5200, es un dispositivo compacto y portátil, diseñado para medir con precisión parámetros vitales clave como SpO2, PR, NIBP y TEMP. Su pantalla táctil a color de 7 pulgadas ofrece una interfaz intuitiva y multilingüe, mientras que su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente. Con funciones avanzadas como alarma sonora y visual, conectividad 3G/Wi-Fi, y una batería recargable para monitoreo ininterrumpido, este dispositivo redefine la atención médica moderna, proporcionando un monitoreo completo y confiable para pacientes de todas las edades (Adultos, Pediátricos y Neonatos).

Especificaciones:

PNI:

Método: Oscilometría

Modo: Manual/AUTO/Continuo

Intervalo de Medición en Modo AUTO:

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480/960 minutos

Periodo de Medición en Modo Continuo: 5 minutos

Rango de Medición y Alarma: 10 ~ 270 mmHg

Resolución: 1 mmHg

Precisión de la Presión del Manguito: ±3 mmHg

Precisión de la medición:

Desviación Media Máxima: ±5 mmHg

Desviación Estándar Máxima: 8 mmHg

Protección Contra Sobrepresión:

Modo Adulto: 297±3 mmHg

Modo Pediátrico: 240±3 mmHg

Modo Neonatal: 147±3 mmHg

SpO2:

Rango de Medición y Alarma: 0 ~ 100%

Resolución: 1%

Precisión de Medición: 70%~100%: ±2%; 0%~69%: *No Especificado*

FC:

Rango de Medición: 25 ~ 250 bpm

Rango de Alarma: 25 ~ 250 bpm

Resolución: 1bpm

Precisión de Medición: ±2 bpm o ±2%, lo que sea mayor

TEMP:

Rango de Medición: 32 ~ 42,9

Resolución: 0,1

Precisión: ±0,2

Fuente de Alimentación:

CA: 100 - 240 (V), 50/60 (Hz)

Potencia de Entrada Máxima: 150VA

Clasificación de Seguridad: Clase I.

Pieza Aplicada a Prueba de Desfibrilación Tipo BF

Medidas: 24.5 x 18.5 x 16 cm



Clinicamente Validado



Conectividad Avanzada 3G, Wi-Fi (Opcional)



Termómetro Infrarrojo



Batería de Lito Recargable



Alarma Inteligente 72 Eventos de Alarma



Tecnología Digital SpO2



Paquete Incluye: Monitor Presión Signos Vitales Contec CMS 5200, Sensor de SpO2 Adultos, Brazalette NIBP Adulto, Tubo de Extensión PNI, Termómetro Infrarrojo, Cable de Poder (Grado Médico, Tipo L), Manual de usuario