



## Descripción:

Nebulizador Hospitalario Turboneb 2 de Clement Clarke, es un equipo especializado en suministrar al paciente largas o diferentes dosis de medicamento mediante vía respiratoria bajo el proceso de nebulización. De tal modo, que está diseñado para el uso continuo y es de uso común en hospitales, clínicas o consultorios médicos.

## Especificaciones:

**Marca:** Clement Clarke.

**Modelo:** Turboneb 2.

**Fabricación:** Inglaterra.

**Tasa de Nebulización:** 0.46 ml/min.

**Caudal Nominal:**

Flujo min: 9,5 L/min.

Flujo max: 10.5 L/min @ 138 kPa.

**Tiempo de Nebulización:** 2-5 minutos 2.5ml.

**Tamaño de Partículas:** 3.2 micrones.

**Nivel de Ruido:** 63 dbA.

**Certificación:** CE Europea.

**Fuente de Alimentación:** AC 220-240V (50Hz).

**Dimensiones:** 210 x 210 x 185 mm.

**Peso Equipo:** 2 Kg.

**Peso Accesorios:** 700 grms.



Clinicamente Validado.



Uso Hospitalario y Clínico.



Diseñado para Uso Continuo.



Nebulización 2-5 min por 2.5ml.



Ligero y de Fácil Traslado.



Terapia Rápida y Eficaz



**Paquete Incluye:** Nebulizador Turboneb 2, Set nebulización adulto, Set nebulización pediátrico, Filtros de Repuesto (entrada y salida) no desechables, Adaptador CA, Manual de Instrucciones.