



Descripción:

El Piso Giratorio con Ruedas es un accesorio funcional y versátil diseñado para brindar comodidad y facilidad de movimiento en diversos entornos. Su estructura robusta y diseño ergonómico lo convierten en una herramienta práctica en diferentes situaciones, desde espacios de trabajo hasta entornos clínicos.

Este piso giratorio está construido con una estructura de tubo de acero de diferentes medidas y espesores, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. La pintura electrostática aplicada a la estructura no solo le proporciona un acabado estético, sino que también contribuye a su protección contra la corrosión y el desgaste.

Especificaciones:

Modelo: Piso Clínico.

Mecanismo: Altura regulable girando el asiento.

Fabricación: Acero.

Medidas:

Altura Min: 58 cm.

Altura Max: 65.3 cm.

Ancho Total: 55 cm.

Diámetro Asiento: 33.5 cm.

Densidad Altura: 12 cm.

Peso Max: 80-100 Kg, Aprox.

Garantía: 6 Meses.

Sku: 30175



Clinicamente Validado.



Piso giratorio Regulable



Pintura Electrostática



Tapiz tela PVC resistente.



5 Ruedas Giratorias



Fácil de Transportar



Paquete Incluye: x1 Piso Giratorio con Ruedas.