



## Descripción:

Porta suero portátil de acero cromado. Diseñado para brindar versatilidad y resistencia, este equipo cuenta con 4 ruedas con freno de seguridad, que aseguran un transporte suave y fácil maniobrabilidad. Cuenta con ganchos extraíbles en una pieza y base pesada de acero garantiza durabilidad y estabilidad, reduciendo significativamente el riesgo de vuelco. Con un cierre de collar para ajuste de altura, este Porta suero portátil es la opción ideal para entornos médicos dinámicos. Ajusta la altura de 114.5 cm a 2.10 cm, brindando comodidad y seguridad a pacientes y profesionales de la salud por igual.

## Características Destacadas:

Ruedas de PVC resistentes.  
Ganchos resistentes y extraíbles en una pieza.  
Acero cromado para resistencia y durabilidad.  
Base de acero resistente que reduce el riesgo de vuelco.  
Ajuste de altura sencillo con cierre de collar.

## Especificaciones:

**Material:** Estructura Acero Cromado

**Base:** Acero, grosor 0.5 cm.

**Ganchos:** 2

**Altura Ajustable:** 114.5 a 2.10 cm

**Peso Base:** 2 Kg.

**Peso Total:** 3.9 Kg.



Clinicamente Validado



Ruedas Giratorias 360°



Altura Ajustable



Estructura Acero Cromado



Ruedas con Freno de Seguridad



Base Antivuelco



**Paquete Incluye:** Porta Suero Portátil Ajustable con 2 Ganchos y Base Antivuelco.