



## Descripción:

El Resucitador Manual Ambu Silicona Oval se ha diseñado para la ventilación asistida desde pacientes neonatos hasta adultos. Además, es un resucitador de silicona disponible en 2 tamaños y una máscara oronasal, así como también, tiene la posibilidad de conectar a Válvula Peep.

También designado para la respiración artificial y cardiopulmonar, el resucitador manual se puede utilizar para el suministro continuo de oxígeno y la ventilación asistida.

## Especificaciones:

**Modelo:** Adulto

**Peso Corporal:** 40 Kg.

**Volumen Sistólico:**  $\geq 600$  ml.

**Volumen del Resucitador:** 1500ml  $\pm$  200ml.

**Válvula Limitadora de Presión:** 40 cm H<sub>2</sub>O - 60 cm H<sub>2</sub>O.

**Espacio Muerto (Válvula del Paciente):**  $\geq 65$  ml.

**Resistencia Inspiratoria:**  $\leq 5$  cm H<sub>2</sub>O (50L/min).

**Resistencia Espiratoria:**  $\leq 5$  cm H<sub>2</sub>O (50L/min).

**Volumen del Depósito de la Bolsa:** 2000 ml.

**Conector:** ISO5356-1:  $\varnothing 22/15$  mm.

## Oxígeno Suplementario

**V<sub>T</sub>:** 600 ml.

**Frecuencia:** 12BPM.

**Tasa de Flujo:** 15L/min.

**Medidas:** 21.2 x 13.1 cm

**Máscara:** 13.5 x 8 x 6 cm

**Sku:** 45184



Clinicamente Validado.



Diseñado para Ventilación Asistida



100% Libre de Látex



Respiración Artificial y Cardiopulmonar



Talla para Adulto



Resucitador de Silicona



**Paquete Incluye:** x1 Resucitador Ambu Adulto, x1 Bolsa Reservoria, x1 Mascarilla Oronasal, x1 Conexión a Oxígeno, x1 Manual de Usuario.