



Descripción:

El tensiómetro digital de brazo OMRON M3 está diseñado para la medición de la presión arterial y el pulso, principalmente en el ámbito del hogar y su funcionamiento se basa en el principio de la oscilometría. Tensiómetro automático, basado en la tecnología intellisense de inflado rápido, cómodo e indoloro. Se trata de un modelo económico y compacto que puede ser alimentado mediante pilas o directamente con corriente eléctrica mediante accesorios opcionales.

Especificaciones:

Marca: Omron

Modelo: M3 - 7154

Modo de visualización: Pantalla digital LCD.

Método de Medición: Método oscilométrica.

Rango de Medición

Presión: 0 a 299 mmHg.

Pulso: 40 a 180 pulsaciones/min.

Inflado: Sistema Fuzzy Logic controlado por bomba eléctrica.

Desinflado: Válvula automática de liberación de presión.

Memoria: 60 mediciones por usuario (2 Usuarios)

Fuente de alimentación: x4 pilas AA de 1,5 V con posibilidad de uso de un adaptador a corriente (opcional, NO incluido)

Brazalete: 22 cm - 42 cm

Sku: 15028



Clinicamente Validado.



Detector de Movimiento.



Indicador de arritmia.



2 Usuarios con 60 memorias por usuario



Pantalla LCD



Funcionamiento simple.



Paquete Incluye: x1 Tensiómetro Digital OMRON M3, x1 Brazalete Universal 22 a 42 cm, x1 Estuche, x4 Baterías AA, x1 Manual de Usuario.