

Toma Presión YE660B | Yuwell



Descripción:

El Toma Presión YE660B, se caracteriza por su facilidad de uso ya que posee un botón de encendido/apagado y otro que permite navegar en las 74 memorias de almacenamiento que permite el tensiómetro. Además, en su amplia pantalla LCD facilita la visualización de los resultados, fecha y hora.

El Yuwell YE660B, es de bajo consumo y permite hasta 300 mediciones con sus 4 baterías de tipo AA, de tal modo también incluye adaptador a red eléctrica.

Especificaciones:

Marca: Yuwell

Modelo: YE660B

Modo de visualización: Digital LCD - mmHg y kPa

Método de Medición: Medición Oscilante

Rango de Medición: 0-280mmHg (0-37,3kPa)

Pulso: 40-200 veces/minuto

Precisión:

Presión: dentro de ± 3 mmHg(± 0.4 kPa)

Pulso: dentro de $\pm 5\%$ del valor de lectura.

Sensor de Presión: Sensor de presión semiconductor

Método de Presurización: Automática por bomba de presión

Método de descarga de aire: Descarga automática.

Alimentación:

x4 Baterías AA

Alimentación de 6V 600mA DC.

Brazalete: 22 cm ~ 45 cm

Garantía: 6 Meses.

SKU: 15327



Clinicamente Validado.



Apagado automático a los 2 Min.



Almacenamiento hasta de 74 memorias.



Equipo de bajo consumo



Pantalla LCD



Funcionamiento simple.



Paquete Incluye: x1 Toma Presión Yuwell YE660B, x1 Brazalete 22 cm ~ 45 cm., x1 Adaptador a Red Eléctrica, x1 Bolsa portátil impermeable, x4 Baterías AA, x1 Manual de Uso.