



Descripción:

El Toma Presión Yuwell YE670D, es un tensiómetro inteligente de medición de presión arterial, ideal para pacientes con visión reducida, debido a que cuenta con un sistema de función por voz en español que señala instrucciones del proceso e indica los resultados de la medición, así como también con una amplia pantalla e indicadores. Cuenta con detector de movimiento, indicador de laditos irregulares y detección de uso correcto del brazalete.

Especificaciones:

Marca: Yuwell

Modelo: YE670D

Origen: China

ISO: 81060-2; 2003.

Modo de visualización: Visualización digital LCD

Método de Medición: Medición Oscilante

Rango de Medición: 0-280mmHg (0-37,3kPa)

Pulso: 40-200 veces/minuto

Alimentación: Adaptador a red eléctrica o baterías tipo AA.

Memoria: hasta 60 pesquisas

Brazalete: 22 cm ~ 45 cm

Garantía: 6 Meses.

Sku: 15329



Clinicamente Validado.



Detector de Movimiento.



Indicador de arritmia.



Función de voz en Español



Pantalla LCD



Funcionamiento simple.



Paquete Incluye: x1 Toma Presión Yuwell YE670D, x1 Brazalete 22 cm ~ 45 cm., x1 Adaptador a Red Eléctrica, x1 Bolsa portátil impermeable, x4 Baterías AA, x1 Manual de Uso.