



## Descripción:

La Válvula Threshold PEP o Eliminador de Secreciones, se utiliza para despejar las vías respiratorias, higiene bronquial o como alternativa a la fisioterapia de tórax. La carga resistiva genera presión positiva durante la exhalación que ayuda a abrir las vías respiratorias y permite expulsar las secreciones del cuerpo.

## Especificaciones:

**Marca:** Philips Respironics

**Modelo:** Threshold PEP

**Funcionamiento:** Ejercitador Respiratorio Espiratorio

### MATERIAL

**Cuerpo Principal:** Acrílico Resistente a los Impactos

**Boquilla:** Polipropileno

**Pinza Nasal:** Polipropileno

**Rango de Medición:** 5-20 cm H<sub>2</sub>O

**Resolución:** 1 cm H<sub>2</sub>O

**Reproducibilidad:** ± 0,5 cm H<sub>2</sub>O

**Precisión:** ± 1 cm H<sub>2</sub>O

**Escala:** Estampado Térmico, resistente al alcohol

**Medidas:** 17x4 cm

**Peso:** 37 gr

**Garantía:** 6 Meses (Por defectos de fabrica)

**Sku:** 45190



Clinicamente  
Validado



Ejercitador  
Respiratorio



Fortalece las vías aéreas  
centrales y periféricas.



Presión ajustable



Fácil de limpiar



Diseño Portátil



**Paquete Incluye:** x1 Dispositivo (Cuerpo Principal), x1 Boquilla, x1 Gancho para Nariz, x1 Manual.