

 (+56 2) 22353093 / (+56 9) 44 06 8667

 ventas@topmedic.cl

 Lunes - Viernes 09:30 a 18:00 hrs

 La Concepción 165, OF209, Providencia

CATÁLOGO RESMART G2

# BIPAP SERIE B-25A



CON APP DE MONITOREO DE TERAPIA\*





## EQUIPO DISEÑADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO CON HUMIDIFICADOR AVANZADO

Además permite el fácil acceso a los datos de la terapia por medio de la aplicación iCode de BMCares

EL BIPAP RESMART G2 SERIE B-25A OFRECE MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD AL PACIENTE

Es un equipo Bi-nivel de Presión Aérea Positiva (dos niveles), diseñado para brindar ventilación pulmonar no-invasiva a pacientes con síndrome de Apnea Obstruktiva del Sueño (SOAGS) e Insuficiencia Respiratoria.

El G2S B-25A es la última modificación del popular dispositivo ReSmart BPAP de BMC. Si bien conserva todas las ventajas de la modificación anterior: disponibilidad, confiabilidad y facilidad de uso, el nuevo G2S tiene una serie de mejoras innovadoras.

- **BiPAP RESmart G2 Serie B-25A.**
- Humidificador Avanzado.
- Tubo corrugado estándar.
- Tarjeta SD de 8 GB.
- Filtro gris reutilizable.
- Software de análisis.
- Fuente de poder.
- Manual de usuario.
- Bolso de transporte.

Si adquiere un equipo con nosotros:

Realizamos capacitación de uso y configuramos la presión indicada.  
Además, descargamos e imprimimos totalmente gratis su informe de terapia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

BMC RESMART  
**BIPAP G2 SERIE B-25A**  
**CON HUMIDIFICADOR AVANZADO**



<b>Fabricante</b>	BMC
<b>Origen</b>	China
<b>Pantalla</b>	LCD de 3,5"
<b>Tamaño</b>	274 mm x 184 mm x 115 mm
<b>Peso</b>	1,9 kg
<b>Modo de Funcionamiento</b>	Continuo
<b>Modos</b>	CPAP – AutoS – S
<b>Tarjeta SD</b>	Puede grabar datos del paciente y la información de fallos
<b>Consumo eléctrico</b>	100 – 240V CA, 50 / 60Hz, 2A máximo
<b>Precisión de presión</b>	± (0,8 hPa + 4%)
<b>Estabilidad de presión estática</b>	± 0,5 hPa
<b>Rampa</b>	El tiempo de rampa aumenta de 0 a 60 minutos
<b>Nivel de potencia</b>	<30 dB, cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 hPa
<b>Potencia de sonido</b>	<38 dB, cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 hPa
<b>SpO2</b>	Rango: 0 - 100% El margen de error para SpO2 entre 70% y 100% es de ±3%. No hay requerimientos de precisión estrictas para SpO2 por debajo del 70%
<b>Frecuencia de pulso</b>	Rango: 40 - 240 BPM Margen de Error: ±1%
<b>Longitud de onda</b>	Rojo: 663 nanómetros Infrarrojos: 890 nanómetros
<b>Máxima Potencia de Salida Óptica</b>	Promedio máximo es de menos de 1,5 MW
<b>Longitud Tubo</b>	1,83 mtrs
<b>Tipo de protección contra descargas eléctricas</b>	Equipo Clase II
<b>Grado de protección contra descargas eléctricas</b>	Tipo BF Parte Aplicada
<b>Nivel de ruido</b>	28 dB
<b>Volumen del humidificador</b>	360 ml



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**BMC RESMART  
BIPAP G2 SERIE B-25A  
CON HUMIDIFICADOR AVANZADO**

	MODOS	CPAP	MODOS	AUTO	MODOS	S
Rango de Presión	4 ~ 20 cmH2O	-	-	-	-	-
Presión Manual	0 ~ 2 cmH2O	-	-	-	-	-
Rampa Máxima	0 ~ 60 min					
Presión de Rampa	4 ~ 20 cmH2O	4 ~ 25 cmH2O				
IPAP Máximo	-	4 ~ 30 cmH2O				
IPAP	-	4 ~ 30 cmH2O				
EPAP	-	4 ~ 25 cmH2O				
Tiempo Máximo	-	-	-	0.3 a 3 seg	0.3 a 3 seg	0.3 a 3 seg
Tiempo Mínimo	-	-	-	0.1 a 3 seg	0.1 a 3 seg	0.1 a 3 seg
Tiempo Subida	-	1 ~ 4	1 ~ 4	1 ~ 4	1 ~ 4	1 ~ 4
Sensibilidad IPAP	-	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 8
Sensibilidad EPAP	-	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 8
Tiempo	-	-	-	-	-	-
Frecuencia Respiratoria	-	-	-	-	-	-
Auto On/Off	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alerta Fuga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reslex	Paciente, Off, 1~3					

**ACCESORIOS DEL EQUIPO:**

**\***

Accesorios Incluidos en  
RESMART  
**BIPAP G2 SERIE B-25A**



**EQUIPO +  
HUMIDIFICADOR \***



**CARGADOR CA  
\***



**BOLSO TRANSPORTE  
\***



**TARJETA MEMORIA SD  
\***



**TUBO ESTÁNDAR  
\***



**FILTRO  
\***

**\*\***

Opcionales  
Línea RESmart  
( NO INCLUIDOS )



**OXÍMETRO DE PULSO  
\*\***



**TUBO CALEFACCIONADO  
\*\***

Entregamos Servicio Técnico de Mantenimiento, Repuestos y Filtros Necesarios. Además de 1 año de garantía para el equipo.

Con la aplicación  
**BMCares**  
podrás recibir informes de  
la terapia en tu celular!

## DESCARGUE Y CONFIGURE SU CUENTA DE USUARIO

**BMCares** une a los pacientes y los médicos a través de una plataforma basada en la nube. Así su dispositivo puede permanecer más conectado para evitar visitas innecesarias.

Con **BMCares** puedes:

- Recibir informes analíticos de 1, 7, 30, 90, 182 y 365 días para presentar la eficacia de la terapia directamente.
- Para el reporte más detallado, podría escanear el iCode QR+.
- Enviar automáticamente a un máximo de 3 correos electrónicos el reporte de la terapia.



## GARANTÍA:

La Garantía quedará cancelada si:

1. Las fallas o deterioros fueron ocasionados por no respetar las condiciones de buen uso o instalación recomendada y/o faltare el mantenimiento necesario.
2. Por uso indebido o maltrato del equipo.
3. Por rotura o daño físico parcial y/o total de los componentes del equipo.
4. Esta garantía no alcanza al desgaste normal por uso.

	GARANTÍA
EQUIPO	2 años

