

# ***ELECTROTERAPIA CABLES Y ELECTRODOS***



[www.materialdeacupuntura.com](http://www.materialdeacupuntura.com)

# Índice

Ultrasonidos	4
Electroestimuladores	5
KWD	6
Electrodos	7
Esponjas	8
Cables y extensiones	8
Eliminadores	9

**Catálogo Enero-Agosto 2021**  
**Neiguan Acupuntura - Material de Acupuntura**  
Todos los derechos reservados  
[www.materialdeacupuntura.com](http://www.materialdeacupuntura.com)

Tel. 55-6732-7057 \* 55-6732-7059 \* 55-2489-6780.

Productos sujetos a existencias. Los colores o presentación del producto final puede variar un poco de la fotografía original.



## La Electroterapia

Es una técnica que se engloba dentro de la medicina física y rehabilitación y se define como el arte y la ciencia del tratamiento de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad.

**Ultrasonido Us Pro 1000 3rd Edition.** Ultrasonido/Estimulador de baja frecuencia Tiene tres niveles de control manuales (bajo, medio y alto) y se apaga automáticamente a los 30 minutos.

Incluye tres meses de garantía por defecto de fábrica.

¿Qué hay en la caja?

- Estuche
- Ultrasonido
- Gel conductor}
- Instructivo
- Eliminador de corriente

Especificaciones:

Frecuencia:1-MHz Pulsos de 5.4-ms

Rango de repetición 150 Hz

Control Manual/intensidad de ondas:

Bajo(1.6 ondas - 7% ciclos), Mediano (2.6 ondas - 15%ciclos), Alto (4.6 Ondas - 30% ciclos)

150Hz Repetición

Peso: 120 gramos

Medidas: 172 mm Largo x 54mm ancho x 52 mm Alto.



SKU: APAMAT71637

**Ultrasonido Us Pro 2000 2nd Edition** El ultrasonido terapéutico de baja frecuencia, es un equipo que transfiere ondas mecánicas a través de un medio físico (gel), permite que pueda propagarse y transmitir energía (calor) gracias a la vibración que producen dichas ondas.

¿Qué hay en la caja?

- Portafolio.
- Ultrasonido.
- Gel.
- Eliminador de corriente



SKU: APAMAT10444

**Ultra Tens II, 2 en 1 Combo Ultrasonido + Tens.** El Ultra TENS TM II combina las dos modalidades más probadas, la ecografía y la tecnología TENS para el alivio del dolor en solamente un dispositivo compacto y elegante. El calor profundo del ultrasonido terapéutico y terapia TENS puede ser utilizado al mismo tiempo para ayudar a los pacientes tratar el dolor muscular crónico y agudo.

¿Qué hay en la caja?

- Equipo Ultra TENS.
- Funda o Portafolio protector.
- Adaptador de CA (Fuente de alimentación).
- 1 Gel Conductor.



SKU:APAMAT58179

# ELECTROESTIMULADOR PARA ACUPUNTURA KWD 808 I

El KWD 808 I es un equipo profesional para electro-acupuntura y rehabilitación, que tiene un diseño muy bonito y moderno. Se utiliza principalmente en las clínicas y hospitales para la detección de los puntos de acupuntura, masaje (TENS) y acupuntura (terapia electro-acupuntura). Es el equipo más popular entre acupunturistas y rehabilitadores.

El electroestimulador KWD 808 I tiene la siguiente función:

- Efectos curativos en el sistema locomotor del cuerpo, sistema nervioso y sistema circulatorio.
- Puede relajar los músculos y articulaciones.
- Mejora el metabolismo.
- Mejora la resistencia a las enfermedades.
- Es muy seguro y no causa dolor al colocarlo en puntos de acupuntura, los cuales no solo reemplazan el masaje manual, también tiene efectos acupunturales.
- Si utiliza agujas de acupuntura, el resultado será mejor.

¿Qué tipos de corriente utiliza?

- Corriente pulsátil.
- Corriente continua.
- Corriente alterna.
- Corriente intermitente.
- Todas estas corrientes pueden ser reguladas continuamente.
- Equipado con una función de temporizador y una pluma detectora de puntos energéticos en el cuerpo.



**Electroestimulador Tens 7000 Digital.** Los dispositivos electrónicos del TENS 7000 crean impulsos eléctricos cuya intensidad, duración, número por segundo y modulación pueden ser modificados con los controles/interruptores. La cubierta deslizante impide cambios accidentales en la configuración. La electroestimulación transcutánea de los nervios (TENS) es un método no invasivo y libre de drogas para controlar el dolor.

**Especificaciones técnicas:**

- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
- Modos: Estándar, modulada y Ráfaga (Burst)
- Canales: Dual
- Temporizador: 30 y 60 minutos o continuo
- Ancho de Pulso: 50-250 microsegundos , ajustable
- La frecuencia del pulso: 2-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Forma de onda: bifásica asimétrica pulso cuadrado

**¿Qué hay en la caja?**

- 1 Electroestimulador TENS 7000 Digital
- 4 Piezas - Electrodo adhesivos de 40 x 40 mm
- 2 Piezas - Cables de electrodos
- 1 Batería de 9 V, tipo 6F22
- 1 Manual de instrucciones en inglés
- 1 Estuche de transporte

## ELECTROESTIMULADOR KWD

6 SALIDAS CAJA NARANJA



SKU: REHMAT69171

## ELECTROESTIMULADOR KWD

6 SALIDAS CAJA AZUL



SKU: REHMAT69171



**Electroestimulador Tens 3000 análogo.** La electroestimulación TENS usa pequeños impulsos eléctricos enviados a los nervios a través de la piel para modificar la percepción del dolor.

**Especificaciones técnicas:**

- Fuente de alimentación: batería de 9 voltios
- Modos: Estándar, modulada y Ráfaga (Burst)
- Canales: Dual
- Temporizador: 30 y 60 minutos o continuo
- Ancho de Pulso: 50-250 microsegundos , ajustable
- La frecuencia del pulso: 2-150 Hz
- Amplitud de pulso: 0-80 mA cada canal
- Forma de onda: bifásica asimétrica pulso cuadrado

**¿Qué hay en la caja?**

- 4 Piezas - Electrodo adhesivos de 40 X 40 mm
- 2 Piezas - Cables de electrodos
- 1 Batería de 9 V, tipo 6F22
- 1 Manual de instrucciones en inglés
- 1 Manual de instrucciones en español (digital PDF)
- 1 Estuche de transporte

SKU: TENS3000AG



SKU: ELEMAT97602

SKU: E1P2020BC2-TT

SKU: E1F1515TC2

SKU: CF5090

SKU: 856817005024

SKU: 856817005031

**Par de Electrodo de Botón para Electroestimulación.** Paquete con dos electrodos con recubrimiento de hidrogel de alta durabilidad y salida de botón para equipos de electroterapia.

**Paquete de 4 Electrodo Cuadrados Para Estimulación Flexibles** y adaptables a varios sitios de aplicación. El conector proporciona una conexión superior a los cables conductores.

Revestimiento de almacenamiento de electrodos. Libre de látex

- Línea: Top TENS
- Medida: 5x5cm
- Modelo: E1P2020BC2-TT

**Paquete de 4 Electrodo Cuadrados Para Estimulación.** Para uso con dispositivos de tipo TENS y EMS solamente. Los electrodos están destinados a un solo uso de pacientes. No aplique si la piel tiene heridas abiertas. No desmonte ni altere los electrodos.

Línea: Compass Health  
Medida: 4.5x4.5cm  
Modelo: E1F1515TC2

**Paquete con 4 Electrodo Rectangulares Para Neuroestimulación.** Libres de látex con recubrimiento de hidrogel MultiStick de alta durabilidad y salida de banana para su aplicación en equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrove® Cloth Axelgaard  
Modelo: CF5090 Rectangle (2"x3.5" (5x9cm))

**Paquete de 4 Electrodo Redondos Jumbo Para Neuroestimulación.** Libres de látex con recubrimiento de hidrogel MultiStick de alta durabilidad y salida de banana para su aplicación en equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrove® Axelgaard  
Modelo: CF7000 Round (2.75" (7cm))

**Paquete de 4 Electrodo Cuadrados De Foamy Para Neuroestimulación.** Libres de látex con recubrimiento de hidrogel MultiStick de alta durabilidad y salida de banana para su aplicación en equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrove® Axelgaard  
Modelo: CFF202 Square (2"x2" (5x5cm))



SKU: 856817005031

SKU: REHMAT53827

SKU: CFF203

SKU: ELEMAT83396

SKU: ELEMAT68953

SKU: ELEMAT75899

**Paquete de 4 Electrodo Cuadrados Para Neuroestimulación.** Libres de látex con recubrimiento de hidrogel MultiStick de alta durabilidad y salida de banana para su aplicación en equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrove® Axelgaard  
Modelo: CF5050 Square (2"x2" (5x5cm))

**Paquete de 4 Electrodo Faciales Para Neuroestimulación.** Redondos, libres de látex, de uso facial con recubrimiento de hidrogel MultiStick de alta durabilidad y salida de banana para su aplicación en equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrove® Foam Axelgaard  
Modelo: CFF125 Round (1.25" (3.2cm))

**Paquete de 4 Electrodo Rectangulares Para Neuroestimulación.** Libres de látex, de uso facial con recubrimiento de hidrogel MultiStick de alta durabilidad y salida de banana para su aplicación en equipos de electroterapia.

Línea: ValuTrove® Foam Axelgaard  
Modelo: CFF203 Rectangle (2"x3.5" (5x9cm))

**Par de Electrodo De Carbono Para Electroestimulación.** Electrodo caucho para conexión "banana" 2 mm/sin cable. Libres de adhesión proporcionan excelente dispersión y durabilidad. Libres de látex ayuda a prevenir problemas de irritación en la piel. Flexibles para incorporar en las unidades de electroterapia y terapia combinada. **NO INCLUYE CABLE.**

Medida: 60x90mm

**Par de Electrodo De Carbono Para Electroestimulación.** Electrodo caucho para conexión "banana" 2 mm/sin cable. Libres de adhesión proporcionan excelente dispersión y durabilidad. Libres de látex ayuda a prevenir problemas de irritación en la piel. Flexibles para incorporar en las unidades de electroterapia y terapia combinada. **NO INCLUYE CABLE.**

Medida: 100x70mm

**Par de Esponjas Para Electrodo** Esponjas o almohadillas para electrodos de placa o electrodos de placa o de carbono.

Medida: 4x6cm



SKU: ELEMAT76954



SKU: ELEMAT77822



SKU: MOBMAT10329



SKU: MOBMARIP4566



SKU: ELEMAT66345



SKU: T090060-2B1

**Par de Esponjas Para Electrodo** Esponjas o almohadillas para electrodos de placa o electrodos de placa o de carbono.  
Medida: 6x8cm

**Par de Esponjas Para Electrodo** Esponjas o almohadillas para electrodos de placa o electrodos de placa o de carbono.  
Medida: 8x12cm

**Cable Banano Para Electrodo.** Repuesto de cable con doble punta de banano para electrodo, con entrada para electroestimulador KWD 808-I última generación (rectangular con muesca).

Tamaño: 120 cm de largo (medida aproximada)

**Repuesto de cable con cuatro salidas de mariposa para electrodo de botón (3.5mm), con entrada jack 2.5 macho.**  
Tamaño: 145 cm de largo (aprox.)

**Par de Extensión Para Cable Entrada Banano Punta Caimán.** Utilizados con cables estándares para convertir a un cable banano en cable con salida de caimán para la colocación de electroestimulación con agujas. Cada cable viene identificado con su código de color (positivo o negativo). Ideal para equipos TENS que cuentan únicamente con cable de salida tipo caimán.

**Eliminador De Corriente Universal Tp Link 9v.** Compatible con electroestimuladores de las siguientes marcas:

KWD 808 I y II  
CMNS  
ETS 1100

Especificaciones técnicas:

Modelo: T090060-2B1  
Entrada (input): 100-240V - 50/60Hz  
0.3A  
Salida (output): 9V --- 0-6A  
9V / 600 MaH



SKU: ACCMAT93218



SKU: ACCMAT47669



SKU: APAMAT12368

**Cable Caimán Estándar Para Kwd (Entrada Plug).** Cable para electroestimulador KWD 808 con conector estándar (PLUG).  
Características (medidas aproximadas):  
Medida de conector: 30 mm  
Medida del cable: 1.60 m  
Medida de las pinzas caimán: 2 cm c/u  
Cada cable incluye dos salidas tipo caimán con código de color

**Cable Caimán Para Nuevo Electroestimulador Kwd.** Cable de repuesto con punta doble tipo caimán para electroestimulador. Compatible con KWD 808 - I y II, el color puede variar según disponibilidad.  
Características (medidas aproximadas):  
Medida: 190 cm  
Salida de caimán de 20 mm con identificador de color (+) (-).

**Par de cables estándar hembra genéricos para TENS con conexión universal.** Se utiliza para transmitir la corriente del TENS a los electrodos. Compatibles con portátiles TENS, son un repuesto óptimo para conectores del equipo a los electrodos.

**neiu**  **uan**  
acupuntura

[www.materialdeacupuntura.com](http://www.materialdeacupuntura.com)