

G004

GEL SPRAY PER ECG SPRAY GEL FOR ECG



Spray elettroconduttore a azione igienica e sgrassante. Ottimo per la preparazione della cute all'applicazione degli elettrodi monouso. Non ossida e non lascia residui sugli elettrodi. Grazie alla sua particolare composizione ed alle sostanze sgrassanti ed igienizzanti in essa contenute, consente il riutilizzo degli elettrodi pluriuso anche senza frequenti lavaggi, aumentando sia la durata degli stessi che il rapporto igienico da paziente a paziente.

Electroconductive spray with hygienic and degreasing action. Excellent to prepare skin for application of disposable electrodes. Does not oxidize and leaves no residue on the electrodes. Thanks to its unique composition and its content of degreasing and disinfectant substances, it allows the reuse of reusable electrodes without frequent cleanings, increasing at the same time the life of electrodes and the hygienic intercourse from patient to patient.

| CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES | |
|--|--|
| REF | G004 |
| DESCRIZIONE DESCRIPTION | Gel ad alta conduttività per ECG <i>High conductivity transmission gel for ECG</i> |
| COMPOSIZIONE COMPOSITION | Deionized water, IsoPropyl Alcohol, Ethyl Alcohol, Citric Acid, BenzAlkonium Chloride, Preservative |
| CONSERVANTE PRESERVATIVE | Euxyl K 100 (Benzyl Alcohol, Methyl Chloroisothiazalinone, Methylisothiazalinone) |
| COLORANTI DYES | Nessun colorante - incolore <i>No dyes – transparent</i> |
| pH | 6.0-8.0 |
| CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS | Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe I. Conforme ai requisiti di qualità microbiologica della EU Pharmacopoeia 5.1.4 per preparati non sterili ad applicazione cutanea. <i>Regulation (EU) 2017/745. Class I medical device. Complies with microbiological quality requirements of EU Pharmacopoeia 5.1.4 for non-sterile skin preparations.</i> |