

INNOVATION
MADE BY GEUDER®

NEU




PURE EFFICIENCY PHACO

Höchste Effizienz für
kleinste Inzisionen

MICS DOUBLE CROSS ACTION
KAPSULORHEXISPINZETTE
n. AUFFARTH



**G-32926 MICS DOUBLE CROSS ACTION
KAPSULORHEXISPINZETTE**
n. AUFFARTH
flacher Griff, Cross Action,
für Inzisionsbreite 1,6 mm,
Gesamtlänge 100 mm



Prof. Dr. med. Gerd U. Auffarth
Ärztlicher Direktor
Augenklinik der Universität Heidelberg

Mehr Bewegungsfreiheit bei kleinsten Clear Cornea Inzisionen (bis zu 1,6 mm):

- Schlankes Design ermöglicht große Bewegungsfreiheit in der Vorderkammer.
- Von Hand präzise verarbeitete Pinzettenbranchen garantieren ein sicheres Fassen und Führen des Kapselblattes.
- Übereinander liegende Pinzettenbranchen verhindern das Einklemmen der Iris, speziell beim Intraoperativen Floppy Iris Syndrom (IFIS).

Geuder®
Precision made in Germany

GEUDER AG
Hertzstrasse 4
69126 Heidelberg
Germany

Telefon: 06221 3066
Fax: 06221 303122
info@geuder.de
www.geuder.de