



IRISNAHT HYBRID INSTRUMENTEN-SET nach HATTENBACH



25 Gauge Instrumenten-Set - Perfekt für die Irisnaht innerhalb der Vorderkammer

- Einfache und präzise Manipulation der Iris in der Vorderkammer bei maximaler Stabilität
- Vollständige Nahtfixierung innerhalb der Vorderkammer möglich
- Maximale Gewebeschonung durch rohrgeführte Instrumente
- Ideale Kombination des Hybrid Instrumenten-Sets mit der „kleinsten Nadel der Welt“, der ONATEC® Irisnadel



Vergleich
ONATEC® Irisnadel - herkömmliche Nadel

IRISNAHT HYBRID INSTRUMENTEN-SET nach HATTENBACH



Sicheres, schonendes und kontrolliertes Fassen und Führen der ONATEC®-Nadel in der Vorderkammer aufgrund der speziell angepassten Geometrie

G-32949
HYBRID NADELHALTER
n. HATTENBACH
für die Vorderkammer
25 Gauge / 0.5 mm



Einfache und sichere Fixierung von Irisnähten innerhalb der Vorderkammer

G-32947
HYBRID FADENPINZETTE
n. HATTENBACH
für die Vorderkammer
25 Gauge / 0.5 mm



Präzises Schneiden des Fadens innerhalb der Vorderkammer

G-32948
HYBRID SCHERE
n. HATTENBACH
25 Gauge / 0.5 mm

Die perfekte Ergänzung zum 25 Gauge Hybrid Instrumenten-Set:



- Beliebig wählbarer, flexibler Vorderkammerzugang über Inzision oder Parazentese
- Optimierte Zangenform zum perfekten Fassen und Führen des Kapselblattes
- Ideal auch bei traumatischer Katarakt oder Zonulolyse

G-32944
**HYBRID KAPSULORHEXIS-
ZÄNGCHEN**
n. HATTENBACH
25 Gauge / 0.5 mm