

EINMAL- PHAKO-SPITZEN

FÜR DIE KOAXIALE PHAKOEMULSIFIKATION




- Hohe Folge- und Haltefähigkeit
- Kurze Ultraschall-Zeiten mit minimaler Belastung durch optimierten Innendurchmesser
- Maximierte aktive Oberfläche
- Verbesserte Qualität der Spitzenform und -oberfläche
- Sanfte Insertion durch stufenlosen Übergang zum Infusionsaufsatz
- Gesteigerte Sleeve-Irrigation

EINMAL PHAKO-SETS

bestehend aus:

- Ultraschall-Spitze, Titan, 30°
- Infusionsaufsatz
- Testvorderkammer
- Schlüssel
- VPE 10 Stück, steril



GESTUFTE SPITZEN

G-24299
für 2.2 - 2.35 mm
Inzision



G-24303
für 2.4 - 2.55 mm
Inzision



G-24306
für 2.6 - 2.75 mm
Inzision



G-24307
für 2.8 - 2.95 mm
Inzision



GERADE SPITZEN

G-24351
für 2.2 - 2.35 mm
Inzision



G-24352
für 2.4 - 2.55 mm
Inzision



G-24353
für 2.6 - 2.75 mm
Inzision



G-24354
für 2.8 - 2.95 mm
Inzision



Die GEUDER AG behält sich Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vor. Für die Richtigkeit jeder einzelnen Angabe kann keine Gewähr übernommen werden.

Illustrationen nicht maßstabsgerecht.