

# INSTRUCTIONS FOR USE

## DOMREX™ SHARPS CONTAINER 4.25L

[REF #SH-4.25L]



### STEP 1

#### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Press the lid onto the container to assemble the 2 parts.



### STEP 2

#### WHEN FULL:

To permanently close the sharps container, put the strip down into the opening in order to secure the lid.



# MODE D'EMPLOI

## CONTENANT SÉCURITAIRE DOMREX™ - 4.25L

[REF #SH-4.25L]

### ÉTAPE 1

**MODE D'EMPLOI POUR L'ASSEMBLAGE**  
Presser le couvercle sur le contenant afin d'assembler les 2 pièces.



### ÉTAPE 2

**LORSQUE PLEIN :**  
Pour fermer définitivement le contenant, insérer complètement la languette dans la fente de fermeture afin de sécuriser le couvercle.

