

cellpod[®] silver_(Ag) mask & SkinZAP

MICROCURRENT MASK PACK



셀팻은 모두가 집에서 쉽게 에스테틱을 즐길 수 있게 하는 에코웰의 뷰티 디바이스 브랜드입니다.



셀팻이 만들면 다릅니다.

셀팻은 피부 기술을 연구하는 연구 중심 기업 (주)에코웰의 뷰티 디바이스 브랜드입니다.
여러 석박사들의 체계적인 연구와 혁신을 통해 고객의 피부 고민을 해결하는 기술들을 개발해왔습니다.

이러한 노하우와 기술력으로 셀팻 브랜드 뿐만 아니라, 업계 파트너들이 그들만의 특화된 뷰티 디바이스를
구현할 수 있는 맞춤형 솔루션을 마련하였습니다.

이를 통해 업계 파트너들과 함께 성장하며, 보다 넓은 범위의 고객에게 최적화된 스킨케어 솔루션을
제공하고자 합니다.





이런 분들에게 추천드립니다

- ✓ 전문적인 페이스 케어를 받았으나 효과를 보지 못한 분
- ✓ 민감한 피부로 화장품 사용에 어려움이 있으신 분
- ✓ 전문적인 케어 없이 집에서 간단한 스킨케어를 원하는 분
- ✓ 주름, 피부탄력 개선 등 눈에 띄는 피부 관리를 경험하고 싶으신 분
- ✓ 바쁜 일상 속에서도 간편하게 사용할 수 있는 스킨케어 제품을 찾는 분
- ✓ 단기간 내에 빠르고 효과적인 스킨케어가 필요한 분

국내외에서 인정한 전작 MC±WELL

The collage features a central grid of social media posts and product images. At the top left, a woman is shown applying a mask. Below it, a woman is lying down with a mask on her face. To the right, there are several product images of the MC±WELL mask boxes and individual masks. The central part of the collage is dominated by a grid of social media reviews in Spanish, Russian, and Korean. The reviews are mostly positive, praising the mask's effectiveness and skin benefits. At the bottom left, there is a video thumbnail for a Korean skincare routine featuring the mask. At the bottom right, there is a video thumbnail of a woman wearing the mask. The overall layout is a dense collection of user-generated content and product images.

Spanish Reviews:

- virginiam2 Masajillo tratamiento con resultados increíbles
- microcenter_gala Esta mascarilla de microcurrentes es tan efectiva que lo he usado 5 veces sin cirugía, me encanta su resultado
- ana_esteticianavanzada72 Un tratamiento maravilloso para nuestra piel cambio es brutal desde la primera sesión
- jose_antonio_valdes Todo un lujo de tratamiento
- everyday_ovaco
- sona_centro_de_estetica Es una maravilla de tratamiento, se nota el cambio en la piel desde la primera sesión. Un tratamiento muy innovador y muy
- estetica_nina Experiencias increíbles que puedes también regular
- bellazabianestarmaria Los resultados se ven desde la primera aplicación es una pasada las clientas alucinan, estas mascarillas nos tienen enamorados

Russian Reviews:

- Людмила 04.07.2023 Мaska просто творит чудеса. Закончила курс и результат вижу 2-3 года. Пока маска на лице 20 минут полной безмятежности. Скажите, пожалуйста, как часто можно повторить курсы этой маски?
- Светлана 18.05.2023 Маска реально возвращает молодость. Покупала за высокую цену. За 5999 купила не раздумывая. Мaska такого эффекта не даст.
- Здравствуйте, Светлана! Благодарим вас за отзыв. Нам очень приятно, что вы остались довольны покупкой!
- Здравствуйте, Елена! Благодарим вас за отзыв. Нам очень приятно, что вы остались довольны покупкой!

Korean Reviews:

- 다들 하고나니깐 피부가 보들보들 (2023-12)
- 피부 건강이 좋아 깊어는 효과가 있는데요
- 만족해요.항 추천해요.재구매할게요
- 다스크팩10p세트 2.. 만족해요.항 추천해요.재구매할게요
- 다스크팩10p세트 1.. 잘 쓰고 싶어 기분이 좋아요
- 네이버 피이... 2023-12-11
- 발현할때 잘 구입했어요 은 자이는 잘 옮겼지만 하고나면 유독해요...
- 네이버 피이... 2023-12-11
- 반복해서 써서 잘 볼만큼에 만족
- 네이버 피이... 2023-12-10
- 반복구매하긴하놔어. 눈이 변
- 네이버 피이... 2023-12-06
- 전혀 하고나니깐 피부가 보들보들
- 네이버 피이... 2023-12-06
- 전혀 하고나니깐 피부가 보들보들
- 네이버 피이... 2023-12-06
- 전혀 하고나니깐 피부가 보들보들
- 네이버 피이... 2023-12-06

Product Images:

- MC±WELL Microcurrent Mask packaging
- MC±WELL Microcurrent Mask individual units
- MC±WELL Microcurrent Mask application on face
- MC±WELL Microcurrent Mask application on face
- MC±WELL Microcurrent Mask application on face
- MC±WELL Microcurrent Mask application on face

Video Thumbnails:

- Rutina Facial Coreana con Mascarilla de Plata + Microcurrent
- Woman wearing MC±WELL mask

생체전류와 흡수력이 핵심

미세전류

미세전류가 인체내 생체전류를 활성화하여
피부의 자연 재생을 촉진합니다.
이를 통해 피부 주름을 감소시키고
탄력을 개선하는 효과를 가져옵니다.


갈바닉

갈바닉 기술이 흡수력을 6배
증가시켜 유효 성분이 피부 깊숙이
침투하도록 유도합니다.

일반 마스크팩 사용시



셀팻 마스크팩(미세전류+갈바닉) 사용시



미용샵 같은 홈 스킨케어

EWG All Green Rate 성분 에센스를 빈틈없는 마스크팩에 적셔
미세전류+갈바닉으로 피부 속 더욱 깊숙히
미용샵에서 받는 스킨케어 퀄리티를 집에서 그대로

전파 안정성

미세전류 안정성을 위한 전기 저항 최소화

99% 실버 페이스트 + 비타민C 코팅


필름 전사 방식, 비타민C 함유 및 코팅

촉촉한 패턴

피부가 얇고 처진 부위에는 밀도 높게

텐셀 100%

유해물질 없는 안전하고 천연 소재의 원단



30일간의 피부재생주기 활용

세포 생성
15일

각질 생성
15일

30일의 재생 주기에 맞추어 피부 건강을
최적화하기 위해 설계

스킨케어 목적, 피부 상태에 따라
Full팩/Half팩 취사선택

! '스킨잡' 블랙 마스크팩 멀티케어는
Full팩으로만 구성되어 있습니다.
셀팻 미세전류 실버 마스크팩 Full팩과
동일한 빈도로 사용할 수 있습니다.



셀팻 미세전류 실버 마스크팩
Full팩 (8장)

30일 동안 주름과 피부 밝기를 개선 시키세요. 주당 두 번 사용하는 것이 좋습니다.



셀팻 미세전류 실버 마스크팩
Half팩 (4장)

15일 동안 민감하고 거친 피부를 보습하고 진정 시키세요. 주당 두 번 사용하는 것이 좋습니다.

EWG ALL GREEN 등급 에센스 마스크시트

니즈에 맞춘 선별된 솔루션



미세전류 실버 마스크

주름, 탄력, 미백, 모공 개선




히알루론산

수분 공급
보습



나이아신아마이드

미백



아데노신

주름개선




콜라게니아

탄력 개선



SYN-COLL

주름 개선
모공 개선



비타민C

미백
콜라겐



제주 어성초

피부 진정




메타쿨

쿨링



병풀

염증 억제
여드름 개선
피부 재생




‘스킨잼’ 블랙 마스크팩 멀티케어

여드름, 민감한 피부, 열감

탄탄하고 세심한

에센스 분리 포장,
안정적인 지지대,
자극 최소화 자석 단자의

탄탄하고 세심한
미세전류 마스크 시트




분리 포장

에센스와 마스크시트를 분리해 담아
단선이나 부식을 방지했습니다.



똑딱이



디바이스 지지대

시트 자석 단자와 흔들림 없이 결합되어
사용이 편리합니다.



자석 단자 스티커 부착

피부에 금속이 직접 닿지 않아
피부 자극이 적습니다.

사용방법



1. 마스크 팩의 똑딱 버튼을 누른 후, 앰플을 시트 아래로 찢어 시트를 적셔주세요.



2. 2-3분 정도 충분히 흡수시키고 팩을 얼굴에 얹어주세요.



3. 이마에 있는 마스크팩 단자에 미세전류 디바이스를 올려 작동시켜 주세요.



4. 20분가 미세전류 디바이스가 작동하며 유효성분을 피부층에 침투시킵니다.



5. 20분 후 마스크팩을 제거하고 남아 있는 에센스는 가볍게 두드려 마무리합니다.



**센서 인식 모드
(5초)**

센서 인식 신호음이 울리고 표시등이 빠르게 깜박입니다.



**부스팅 모드
(20분)**

시작 신호음이 울리고 표시등이 천천히 깜박입니다.




**대기 모드
(20분)**

종료음이 울리고 표시등이 꺼집니다. 센서 오류로 인한 연속 작동을 방지하기 위해 20분 동안 전원을 차단하도록 설정되어 있습니다. 재사용하려면, 을 누르면 20분 후에 재사용할 수 있습니다.

임상 실험 결과


테스트 1. 볼의 피부 탄력 증가

마스크팩만 사용했을 때와 비교하여,
4주간 107.8% 증가




테스트 2. 이마의 피부 탄력 증가

마스크팩만 사용했을 때와 비교하여,
4주간 62.3% 증가




테스트 3. 눈 주변 부위의 피부 탄력 증가

마스크팩만 사용했을 때와 비교하여,
4주간 101.3% 증가



테스트 4. 피부 밀도 증가


마스크팩만 사용했을 때와 비교하여,
4주간 53.2% 증가



미세전류 실버 마스크팩 + 디바이스 사용,
건성 피부의 40대 여성

테스트 5. 피부톤 개선 (미백)

마스크팩만 사용했을 때와 비교하여,
4주간 171.7% 증가



미세전류 실버 마스크팩 + 디바이스 사용,
일반 피부의 40대 여성

안전인증 및 테스트



한국 P&L 피부 연구 센터에서 피부 자극 테스트를 통과

셀팻 실버 마스크는 한국 식품의약품안전처의 통지 관찰을 통해 '자극 없음'으로 입증되었습니다.



전도성 테스트 통과

마스크 시트: 전도성 테스트 보고서
장치: KC 인증 완료
(등록 번호: R-R-EcW-EBM-E12111)



안과 안전성 시험 통과

4주간의 샘플 사용 후 안과 전문의가 눈을 관찰했습니다. 시료에 의한 각막 손상의 특이한 부작용은 관찰되지 않았으며, 이 시료인 "셀팻 실버 마스크"의 안과 안전 등급은 "매우 우수"로 판단되었습니다.

셀팻 미세전류 마스크팩 당신의 브랜드로 재탄생

자사 브랜드로 OEM/ODM 제작해 유통, 판매

귀사 브랜드 로고 인쇄 및 제품 및 패키지 색상, 에센스 제형 변경 등
브랜드에 맞게 커스터마이징 가능합니다.

자세한 사항은 (주)에코웰 영업부 담당자 연락처, 이메일 혹은
당사 홈페이지를 통해 문의 바랍니다.

EMAIL: sales@ecowell.co.kr

홈페이지: ecowell.co.kr



제품사양

모델	셀팻 마이크로커런트 실버 마스크 시트
사용 횟수	8회
사용 시간	20분
차원	34mm x 40.2mm x 7mm
주요 기능	아데노신(주름 개선) 니아신 아미드(미백)
전도성 소재	실버 페이스트
패턴 저항	50Ω 미만
패키지	마스크 시트와 에센스가 하나의 파우치에 개별 포장되어 있습니다.

마스크시트 에센스 전성분

정제수, 부틸렌글라이콜, 글리세린나리아신아마이드, 1,2-헥산다이올, 하이드로제네이티드폴리데센, 카보머, 아르기닌, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 프로판다이올, 토코페롤, 폴리글리세릴-10올레에이트, 해바라기씨오일, 소듐파이테이트, 하이드로제네이티드레시틴, 하이드롤라이즈드 콜라겐, 글리세릴아크릴레이트/아크릴산코폴리머, 아카시아세네갈검추출물, 에틸헥실트라이아존, 스쿠알란, 피브이엠/엠에이코폴리머, 알칸나틴토리아뿌리추출물, 회향(회향)씨추출물, 고수(고수풀)추출물, 엘레타리아카다모움 씨추출물, 크로커스사티버스꽃추출물, 마데카식애씨드, 아시아티코사이드, 아시아틱애씨드, 어성초추출물, 병풀추출물, 비타민C

FAQ

Q. 올바르게 착용했지만 디바이스가 작동하지 않습니다.

A. 부착된 기기의 센서 인식 부분을 이마 방향으로 가볍게 누르고 약 5초간 불빛이 깜빡이면(센서 인식 모드) 부스팅 모드가 정상적으로 작동합니다.

Q. 장치가 마그네틱 단자에서 잘 떨어지지 않습니다.

A. 치를 가볍게 누른 다음 위로 밀어서 분리하면 마스크 시트의 자석 단자에서 쉽게 분리됩니다.

Q. 마스크팩의 금속 단자가 떨어졌습니다

A. 장치를 분리할 때 마스크팩의 금속 단자가 벗겨질 수 있습니다. 마스크 팩은 일회용이므로 재사용이 불가능합니다.

Q. 디바이스 사용 후 어떻게 해야 하나요?

A. 20분 작동 후 자동으로 종료되면 기기를 분리하고 에센스를 닦아내고 따로 보관하세요. 장치를 제거하지 않으면 대기 모드 20분 후 자동으로 재시작될 수 있습니다. 부스팅 모드가 종료되면 팩과 디바이스를 제거해야 안전하게 사용을 종료할 수 있습니다.

Q. 계속 사용하고 싶어요.

A. 기기의 안정적인 사용을 위해 20분 대기 모드가 설정되어 있으므로 부스팅 모드가 완료된 후 20분이 경과한 후 사용하세요. (대기 모드에서는 표시등이 깜빡이지 않습니다.)