AUTOCLAVE MANUAL

DATOS TÉCNICOS

MODELO CVQ-280D

Volumen
Presión máxima
Intervalo de presión
Intervalo de tiempo
Dimensiones del contenedor
Dimensiones del equipo
Peso neto
Peso bruto
Potencia

Alimentación

24 L	
0.165 MPa	
0.14-0.16 MPa	
0 - 60 min	
Ф280 x 260 mm	
410 x 410 x 630 mm	
18 kg	
20 kg	
2 KW	
CA 110V, 60Hz	

DESCRIPCIÓN

La autoclave vertical utiliza saturación de vapor para esterilizar artículos de manera rápida y eficiente. Puede usarse en hospitales, centros de salud pública, estaciones sanitarias, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica o instituciones que requieran el uso de materiales o soluciones estériles. Se puede esterilizar instrumental médico/quirúrgico, ropa quirúrgica, artículos de vidrio, gasas, vendas y soluciones. También puede emplearse para obtener agua potable de alta calidad en industrias y empresas mineras.





El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

ACCESORIOS INCLUIDOS



- 1. Tambor
- 2. Llave para mariposa
- 3. Placa con orificios
- 4. Llave de descarga de agua
- 5. Cable de alimentación

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- 1. Control automático de presión y temperatura.
- 2. El contenedor y tambor están hechos de acero inoxidable resistente a ácidos, álcalis y corrosión.
- 3. Cuenta con 2 válvulas: válvula de seguridad y válvula de escape de aire.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.