

BURETA DIGITAL

SINOPSIS

La bureta digital SMEDiDrop ofrece exactitud, precisión y comodidad. Utilizada para realizar titulaciones directamente desde el frasco de reactivo, ofreciendo seguridad al operador. Cuenta con un cuerpo de plástico y una pantalla de cristal líquido que permite observar el volumen dosificado. La velocidad de dosificación puede ser seleccionada entre el modo rápido o gota-gota. Este equipo combina el proceso de titulación con agitación magnética lo que ayuda a obtener resultados rápidos y precisos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Controles totalmente digitales del ajuste de los parámetros y procesos de bureta.
- Gran pantalla LCD, todos los parámetros pueden programarse en el controlador.
- Interfaz adicional para almacenar y exportar datos.

SMEDiDrop



DATOS TÉCNICOS

Rango de volumen	25 mL.
Exactitud de volumen	Rueda de regulación para la precisión de la operación.
Velocidad	16 etapas
Temperatura de funcionamiento	10°C ~ 30°C
Control de calidad	DIN EN ISO 8655
Tipo de control	Control externo, incluyendo el agitador y el programa de la bureta.