



Wheeleo®

One hand for autonomy



- En ny generasjon av ganghjelpemidler
 - Unik og innovativ


Autonomi og bevegelse

Selvstendighet i hverdagen er uvurderlig.

Wheeleo® er mindre og lettere en rullator, og derfor enklere å håndtere i trange omgivelser. Konstant kontakt med underlaget betyr at bruker ikke skal løfte stokken mellom hvert skritt. Dette gir en raskere og med glidende bevegelse sammenlignet med bruken av en tradisjonell firebent stokk.

Wheeleo® kan bidra til en behageligere og sunnere livsstil. Med redusert forflytnings vansker bidrar Wheeleo® til en best mulig rehabilitering etter operasjoner eller lignende.

I en undersøkelse* av Wheeleo vises det en generell øket tilfredshet blant brukere av denne sammenlignet med brukere av tradisjonell flerpunktsstokk. Undersøkelsen viser også en 22% økning i ganghastighet ved spontan bevegelse for personer med hemiplegi, samt en 50% økning av ganghastighet ved en 6-minutters gåtest.
**Centre Neurologique William Lennox, Deltobe, T. (2020). Gait improvement in adults with hemiparesis using a rolling cane: A cross-over trial. Journal of Rehabilitation Medicine, Vol 52, Issue 7.*



Sikkerhet I hverdagen

Ett fall kan bety alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser. Unngå unødvendig risiko med en sikker og betryggende løsning. På grunn av dens rullende design, vil Wheeleo® alltid være plassert i den riktige posisjonen.

Når Wheeleo® har trykk ovenfra vil den alltid kjøre forover i stedet for og velte på samme måte som en rullator. Mister Brukeren balansen, vil brukeren automatisk skyve stokken i en løftes og settes i rett posisjon.



Egenskaper

- Gummihjul:10cm, kan dreies 360°
- Høydejustering 77,5cm -101,5cm
- Dimensjoner:38X42cm
- Vekt:3,4kg
- Maks brukervekt: 120kg
- Produktnummer :05430002368009
- Produsert i Europa

Kontaktinformasjon

Keep Up AS
Ringeriksveien 195
1339 Vøyenenga
www.ramper.no
Post@ramper.no