

Self-sealing sterilization pouches

Pochettes de stérilisation autoscellantes



CLASS 4 | CLASSE 4

- > **Blue-tinted film sealed to paper with 2 sets of lead-free indicator inks and a polyester-backed adhesive tape**
 Pellicule teintée bleu, scellée au papier avec deux ensemble d'encres indicatrices sans plomb et un ruban adhésif avec endos en polyester
- > **Three sterilization criteria (time, temperature, saturated steam)**
 Trois critères de stérilité (temps, température, vapeur saturée)
- > **Latex-free | Sans latex**

PROPERTIES | PROPRIÉTÉS

Code	Dimensions		Quantity Quantité	
	in. po	cm	per box par boîte	per case par caisse
SP22540	2.5 x 4	6 x 10	200	50
SP27590	2.75 x 9	7 x 23	200	20
SP35525	3.5 x 5.25	9 x 13	200	10
SP35900	3.5 x 9	9 x 23	200	15
SP52565	5.5 x 6.5	14 x 17	200	20
SP52510	5.25 x 10	13 x 25	200	10
SP71300	7 x 13	18 x 33	200	10
SP10150	10 x 15	26 x 38	100	10
SP12150	12 x 15	31 x 38	100	10
SP12180	12 x 18	31 x 46	100	8

NON-STERILE. FOR SINGLE USE ONLY.
NON STÉRILES. USAGE UNIQUE SEULEMENT.