

VelaQuin®



Scientific®

**WESTERN BLOT
CS-ZY5**

CS-ZY5

WESTERN BLOT

El Sistema de Transferencias de Western se utiliza para probar una mezcla de un gran número de proteínas.

Este sistema cubre la mayoría de las áreas de aplicación general, cumpliendo las demandas experimentales de la mayoría de los usuarios.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIÓN DEL GEL DE TRANSF	100 x 100 mm.
VOLUMEN DE REGULADOR	750 mL
GARANTÍA	1 año.

A

Accesorios incluidos

- 1 Tanque
- 1 Núcleo de transferencia
- 2 Pinzas del gel
- 4 Tapete de fibra de gel
- 1 Cables electricos

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008

Scientific[®]

VelaQuin[®]



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx