



# AGITADOR DE PROPELAS DISOTEST-6

# DISOTEST-6

## AGITADOR DE PROPELAS

Equipo utilizado para realizar la prueba de disolución que determina la liberación de un principio activo en el medio de prueba, a partir de la forma de dosificación que lo contiene. La prueba de disolución está indicada en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) para cápsulas y tabletas con o sin recubrimiento. Para esta prueba se especifican dos tipos de aparatos, sin embargo, el equipo cuenta con los accesorios necesarios para ambos. Ideal para la industria farmacéutica o enseñanza en universidades e institutos.

### DATOS TÉCNICOS

CANASTAS	6
PROPELAS O PALETAS	6
INTERVALO DE TEMPERATURA	20°C a 45°C
ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA	± 0.5°C
INTERVALO DE VELOCIDAD	20 - 200 rpm
PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD	± 2 rpm
INTERVALO DE TIEMPO	1 - 999 min
PRECISIÓN DEL TIEMPO	± 0.1%
OSCILACIÓN RADIAL DE LA PROPELA	± 0.5 mm
OSCILACIÓN RADIAL DE LA CANASTA	± 1.0 mm
CENTRADO	± 1.0 mm
DIMENSIONES DEL EQUIPO	960 x 320 x 480 mm
PESO	45 kg
POTENCIA	1200W
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año

#### A

Accesorios incluidos  
Recipientes para disolución y tapas  
Propelas para disolución  
Canastas para disolución  
Termómetro  
Filtros para jeringa  
Papel filtro  
Cánulas de acero inoxidable  
Contenedor de acrílico (baño)  
Mangueras  
Cable de alimentación  
Manual de operación

#### B

Características adicionales  
Tiene triple pantalla LED para la configuración individual de la temperatura, velocidad y tiempo.  
El contenedor es transparente para una adecuada visualización del proceso.  
Análisis simultáneo de 6 muestras.  
Panel de control simple y fácil de usar.  
Sistema de calentamiento eficiente para mantener la temperatura constante.

## INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)