



Monolithische Fullmouth-Zirkonoxid-Rekonstruktion von Akito Kani, RDT, Organ Dental Technology



## Empfohlen für Enamel•ZR™ Multi 5 **TANAKA ZirColor™ Shade Shifter**

Mit nur zwei Sorten Multi 5 (A1, A2) durch kurzes Eintauchen zu jedem gewünschten Vita-Farbtönen; konzipiert speziell für Multi 5 Zirkonoxid-Ronden.



Multi 5 Zirkonoxid-Ronden wurden entwickelt von Dr. Asami Tanaka, CDT, NMD, dem weltweit führenden Keramiker, Gründer und Präsident von Tanaka Dental und Pionier für hochwertige Zirkonoxid-Restaurationen.



TANAKA DENTAL USA  
8170 McCormick Blvd,  
Wi-Fi Professional Building 111  
Skokie, 60076 IL, USA  
Toll Free: 1-800-325-5266  
TEL: 1-847-679-1610  
FAX: 1-847-674-5761  
info@tanakadentalusa.com  
www.tanakadentalusa.com

TANAKA DENTAL Europe  
Max-Planck-Strasse 9  
D-61381 Friedrichsdorf  
TEL: +49(0)61 72- 8 30 26  
FAX: +49(0)6172-8 41 79  
service@tanaka.de  
www.tanaka.de

ATD Japan  
Sugamo 1-14-13  
Toshima-ku, Tokyo  
Sumishichi Bldg 3F  
TEL: 03-5319-1581  
FAX: 03-5319-1582  
info@atdjapan.co.jp  
www.atdjapan.co.jp

TANAKA Enamel•ZR™

# Multi5

Multilayer Zirkonoxid



# Die Anatomie von Multi 5

Multi-5 Zirkonoxid-Ronden verfügen über 5 vorgefärbte Schichten mit 3fach graduerter Transluzenz, um eine gleichmäßige, natürliche Abstufung zu erreichen.




## Der Unterschied besteht im Schmelz

Die Spezialformel für Inzisalschicht von Multi 5 beinhaltet eine Transmissionsrate\* von 49 %, die in Kombination mit den anderen transluzenten Schichten zu einer wahrhaft natürlichen Schmelzästhetik führt.

49%  
TRANSLUZENZ

45%  
TRANSLUZENZ



\*Auswertung anhand der Rohmaterialfarbe; Wellenlänge: 700 nm, Schichtstärke der Probe 1 mm

Restaurations gefertigt von Yuki Chino, RDT.

# Transluzent und trotzdem stabil

Unsere einzigartige Schichtformel kombiniert hochfeste Schichten mit super transluzenten Schichten, um Zirkonoxidscheiben zu produzieren, die so stark wie schön sind.



1100  
MPa

12-gliedrige monolithische Zirkonoxid-Restauration mit Multi 5 von Yuki Chino, RDT.

## Multi 5's vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

- ✓ Fullmouth
- ✓ Langspannige Brücken
- ✓ Frontzahnbrücke mit 3 Pontics
- ✓ Seitenzahnbrücke mit 3 Pontics
- ✓ Seitenzahnkronen
- ✓ Kronen Front
- ✓ Inlays/Onlays
- ✓ Laminate Veneers



TANAKA EnamelZR™

Multi 5: Multilayer Zirkonoxid-Ronden

Biegefestigkeit: 1100 MPa

Transluzenz: 45~49 % Durchlässigkeit bei 1mm Dicke

Farben: A1 / A2 / A3 / A3.5

Größen: 98, 5 x 14mm / 98,5 x 16mm / 98,5 x 18 mm

100% Tosoh-Zirkonoxidpulver