

# Questions fréquemment posées

**Q :** Combien de temps dure la procédure ?

**A :** Parfois une prothèse partielle peut être délivrée après seulement deux visites, mais il faut généralement 4 visites. De deux à six semaines environ.

**Q :** Est-ce que c'est douloureux ?

**A :** Les prothèses partielles fabriquées avec le *tcs® Unbreakable* sont non invasives, ce qui permet d'obtenir un minimum d'inconfort. Parfois, des préparations sur les dents piliers sont nécessaires, mais cette procédure n'engendre également que très peu d'inconfort.

**Q :** Combien de temps ma prothèse partielle *tcs® Unbreakable* va-t-elle durer ?

**A :** La prothèse *tcs® Unbreakable* est conçue pour durer toute une vie. Si des modifications étaient nécessaires, en raison des changements naturels que subit votre bouche avec le temps qui passe, votre prothèse partielle *tcs® Unbreakable* pourra être modifiée au lieu d'être remplacée.

**Q :** Est-ce que je peux porter mon appareil la nuit ?

**A :** Certaines prothèses partielles, en raison de leur conception, ne sont pas destinées à être portées la nuit. Demandez conseil à votre dentiste.

**Q :** Est-ce que je dois obligatoirement faire tremper mon appareil dans de l'eau quand je ne le porte pas ?

**A :** Afin de maintenir votre prothèse *tcs® Unbreakable* comme neuve, nous vous conseillons de la faire tremper dans le *nettoyant concentré pour appareil dentaire tcs®* quand vous ne la portez pas.

**Q :** Vais-je avoir des difficultés à mastiquer ?

**A :** Certains types de nourriture ne sont pas faciles à mastiquer avec un appareil dentaire, mais une prothèse partielle correctement conçue et adaptée, alliée à la durabilité et la capacité d'adaptation supérieure du *tcs® Unbreakable*, vous offrira la meilleure expérience de mastication de tous les appareils disponibles sur le marché.

**Q :** Le port de la prothèse partielle va-t-il changer ma façon de parler ?

**A :** Parfois, il est difficile de parler clairement avec des dents manquantes, par conséquent, le port de la prothèse partielle peut améliorer la clarté de votre discours. S'il vous est difficile de prononcer certains mots, ne vous inquiétez pas. Après un certain temps, vous vous habituerez à parler correctement avec votre prothèse partielle *tcs® Unbreakable*.

**Q :** Est-ce que je peux apporter de petites modifications à ma prothèse partielle ?

**A :** Nous vous recommandons fortement de ne pas modifier votre prothèse partielle, de quelque manière que ce soit. Si des ajustements sont nécessaires, veuillez vous adresser à votre dentiste.

**Q :** Comment dois-je entretenir ma prothèse partielle *tcs® Unbreakable* ?

**A :** Veuillez vous référer au paragraphe *Entretien efficace de votre nouvel appareil tcs® Unbreakable*

## Entretien efficace de votre nouvel appareil *tcs® Unbreakable*

Les Prothèses partielles *tcs® Unbreakable* sont fabriquées à partir d'un nylon thermoplastique biocompatible et résistant. Elles sont faciles à entretenir. Afin de maintenir votre appareil comme neuf, veuillez suivre ces simples recommandations :

1. Continuez à brosser vos dents naturelles et vos gencives comme vous l'avez indiqué votre dentiste.
2. Nettoyez votre appareil tous les jours. Rincez, tout simplement, votre appareil sous l'eau chaude du robinet, de 30 secondes à 1 minute environ, afin d'éliminer toutes les particules de nourriture avant de faire tremper votre appareil dans la solution nettoyante.
3. À l'aide d'une brosse à appareil dentaire souple, brossez votre appareil avec de l'eau uniquement. Rincez encore.
4. Faites tremper votre appareil dans le nettoyant concentré *tcs®* (ou autre nettoyant compatible) pendant au moins 30 minutes par jours.
5. Laissez tremper votre appareil dans de l'eau ou dans une solution pour appareil dentaire quand vous ne le portez pas.
6. NE PAS utiliser d'eau de javel ou des produits de nettoyage similaires car ces produits peuvent éroder la surface de votre restauration.

*Il faut toujours garder à l'esprit que bien que le tcs® soit incassable, les dents, elles, ne le sont pas. Veuillez manipuler votre prothèse partielle avec précaution.*

### Produits recommandés :



#### Nettoyant concentré pour appareils dentaires *tcs®* Efficacité professionnelle

Pour le nettoyage des appareils dentaires à domicile. Élimine, en toute sécurité, les tâches de café, de thé, de tabac, de fruit et de rouille, le tartre, la plaque, le calcaire et le calcul.

**Utilisé quotidiennement, il permet de maintenir l'appareil dentaire comme neuf !  
Approvisionnement pour 10 mois !**



#### Nettoyant *tcs® Sonic*

Pour un entretien à domicile plus efficace, utilisez le nettoyant concentré pour appareils dentaires *tcs®* en combinaison avec le nettoyeur *tcs® Sonic*. Cette combinaison aide à éliminer le tartre, la plaque, les tâches, les bactéries et les particules de nourriture grâce à des cycles d'ondes énergétiques très élevées (vibrations soniques) de 5800 oscillations par minute.

**2 piles AA fournies.**

**Demandez à votre dentiste où trouver les produits *tcs® Fresh***



**the beautiful, comfortable choice  
pour des prothèses partielles amovibles**



# Prothèses partielles amovibles

Brochure d'information sur les prothèses partielles amovibles *tcs® Unbreakable*

# Avantages du *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable*

- Une teinte naturelle permet à l'appareil d'imiter les gencives et les dents réelles de façon plus organique.
- Les crochets métalliques disgracieux ont disparu pour toujours. La prothèse *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* utilise des crochets couleur chair conçus pour se fondre avec la dentition naturelle.
- La légèreté et la grande durabilité du matériau à base de nylon de la prothèse *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* vont vous permettre de ne pas être gêné par cette désagréable sensation de volume qui fait que la plupart des porteurs d'appareil dentaire ressentent une gêne par rapport à leur apparence.
- Une restauration de transition idéale pendant la période de cicatrisation des implants.
- Un traitement non invasif.
- Biocompatible et idéal pour les patients qui souffrent d'allergie aux monomères acryliques.
- Une absorption d'eau faible qui signifie que la prothèse partielle ne se déformera pas et ne deviendra pas non plus cassante.
- La prothèse peut être utilisée en combinaison avec une structure métallique ou des attachements de précision.
- Comme son nom l'indique, la prothèse *tcs*<sup>®</sup> est incassable. Ne vous inquiétez pas si votre appareil tombe dans le lavabo ou même sur le sol. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle est beaucoup plus fine que les appareils conventionnels.

S'il vous manque une ou plusieurs dents et que vous cherchez des options de remplacement, vous avez de nombreuses possibilités. Ne vous inquiétez pas pour votre sourire. Aujourd'hui, les avancées technologiques en matière dentaire permettent à votre dentiste de vous offrir un service performant.

Quand il s'agit de se décider sur un remplacement, plusieurs choses sont à considérer, comme par exemple le coût de la procédure, l'esthétique, etc. Ces décisions en matière de soins dentaires doivent toujours être prises en accord avec votre dentiste. Mais pour de nombreux patients qui ne veulent ni du manque de fiabilité afférent aux prothèses temporaires tels que les flippers, ni de prothèses partielles visibles telles que les prothèses en acrylique dotées de crochets métalliques ni d'options coûteuses comme les implants qui requièrent une intervention chirurgicale très invasive et de longues périodes de cicatrisation, les prothèses partielles *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* peuvent s'avérer être le choix parfait.

La prothèse partielle *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* permet à votre dentiste de vous offrir une prothèse partielle légère et flexible, d'un confort, d'un esthétisme et d'une fiabilité exceptionnels.

Grâce au caractère indétectable de la prothèse *tcs*<sup>®</sup> dans la bouche, même les patients les plus jeunes, qui opteraient habituellement pour des restaurations fixes, choisissent la prothèse *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable*.

- le *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* est un matériau haute performance extrêmement résistant, les restaurations *tcs*<sup>®</sup> s'adaptent et suivent les mouvements du contour de votre bouche, lorsque vous mâchez, parlez et souriez.
- Votre dentiste optera peut-être pour l'utilisation de la prothèse *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* conjointement avec du métal, selon votre dentition.



Toutes ces caractéristiques et d'autres encore, font que le *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* aide votre dentiste à créer des prothèses dentaires partielles confortables et à l'aspect naturel afin que vous puissiez vous sentir bien et paraître sous votre meilleur jour.

Le *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable* représente le choix de l'esthétique et du confort avec des prothèses partielles qui disparaissent virtuellement dans la bouche.

## Témoignages d'expériences

### **NATALIA, 26 ANS :**

Ma grossesse a eu un effet néfaste sur mes dents. Après la naissance de mon premier enfant, j'ai perdu 5 dents. J'étais vraiment effondrée et d'autant plus parce que je n'avais pas les moyens de me payer des implants fixes. Et même si j'en avais eu les moyens, je ne voulais pas subir une procédure longue et douloureuse étant donné que je devais m'occuper de mon bébé. Mon dentiste

m'a alors recommandé la prothèse *tcs*<sup>®</sup> *Unbreakable*. Il m'a dit que personne ne se rendra compte que je porte un appareil. Il avait raison ! Les membres de ma propre famille ne savent même pas que je porte une prothèse partielle.

### **CARLOS, 46 ANS :**

J'ai hésité entre une restauration fixe ou partielle pendant des semaines. Lorsque mes prothèses temporaires n'ont plus tenu, je savais que je devais prendre une décision.

Cela n'a pas été facile mais j'ai décidé de choisir la prothèse partielle amovible. Ma motivation principale était ma faible tolérance à la douleur. La procédure a été rapide, simple et, le plus important, sans douleur. Et mieux encore, personne ne s'aperçoit que je porte un appareil dentaire. C'est mon petit secret.