

3M Science.
Applied to Life.™



Die perfekte Abformung souverän im Griff.

3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial

Sagen Sie JA zum VPS Abformmaterial mit der kürzesten Mundverweildauer. Arbeiten Sie mit Geschwindigkeit, Kontrolle und Präzision. Mit dem schnellsten erhältlichen VPS-Material gelingen auf Anhieb hochpräzise Abformungen.

Der einfache Weg für erstklassige Abformungen.



Success Simplified





Löffelmaterialien

Produkt	Dosiersystem	Viskosität niedrig  hoch	Abbindung	Max. Verarbeitungszeit (23°C) 	Max. Nutzungsdauer in der intraoralen Spritze (37°C) 	Mundverweildauer (37°C) 
3M™ Imprint™ 4 Penta™ Putty		Putty	Normal abbindend	1:30	–	2:30
3M™ Imprint™ 4 Penta™ Heavy		Heavy Body	Normal abbindend	2:00	–	2:00
3M™ Imprint™ 4 Penta™ Super Quick Heavy		Heavy Body	Schnell abbindend	1:15	–	1:15

Umspritzmaterialien

3M™ Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light			Normal abbindend	–	0:35	1:15
3M™ Imprint™ 4 Light			Schnell abbindend	–	1:00	2:00
3M™ Imprint™ 4 Super Quick Light			Schnell abbindend	–	0:35	1:15
3M™ Imprint™ 4 Regular			Normal abbindend	–	1:00	2:00
3M™ Imprint™ 4 Super Quick Regular			Schnell abbindend	–	0:35	1:15



www.3M.de/dental

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773
Freefax: 0800-3293773
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Webseite: 3m.de/dental

3M, 3M Science. Applied to Life., Imprint und Penta sind Marken der 3M Company.
Alle anderen Marken gehören anderen Unternehmen.
© 3M 2021. Alle Rechte vorbehalten.