

Tervetuloa nopeus ja helppous

Woodcast on paitsi myrkytön ja siisti, myös todella nopea ja helppo työstää: lämmitetty materiaali muotoutuu täydellisesti muotoon kuin muotoon. Voit heittää hyvästit epämukaville kipseille. Woodcastia voit hienosäätää yhä uudelleen lämmittämällä.

Röntgenläpäisevää Woodcast-kipsiä ei tarvitse poistaa kuvauksen ajaksi, joten säästät tässäkin sekä aikaa että materiaalia. Potilas ja luonto kiittävät.

Mikä parasta, Woodcast sopii ihan kaikkeen kipsaamiseen!

Tuote	Woodcast-koodi	Myyntierä	Tuotteen koko
Woodcast® 1 mm Ribbon	WCD4500	2 kpl	4 cm x 5 m
	WCD8750	1 kpl	8 cm x 7,5 m
Woodcast® 2 mm	WCC1434	20 kpl	2 mm x 14,5 cm x 34 cm
	WCC1480	10 kpl	2 mm x 14,5 cm x 80 cm
	WCC1480F	10 kpl	2 mm x 14,5 cm x 80 cm
Woodcast® 2 mm Soft	WCF1434	20 kpl	2 mm x 14,5 cm x 34 cm
	WCF1480	10 kpl	2 mm x 14,5 cm x 80 cm
	WCF1495F	10 kpl	2 mm x 14,5 cm x 95 cm
Woodcast® 4 mm	WCB1040	20 kpl	4 mm x 10 cm x 40 cm
	WCB1240	20 kpl	4 mm x 12,5 cm x 40 cm
	WCB1540	20 kpl	4 mm x 15 cm x 40 cm
	WCB1080	10 kpl	4 mm x 10 cm x 80 cm
	WCB1280	10 kpl	4 mm x 12,5 cm x 80 cm
	WCB1580	10 kpl	4 mm x 15 cm x 80 cm
	WCB1280F	8 kpl	4 mm x 12,5 cm x 80 cm
	WCB1580F	8 kpl	4 mm x 15 cm x 80 cm
Woodcast® Lämmityslaite	WCA001	1 kpl	10 cm x 44 cm x 88 cm
Woodcast® Express Lämmityslaite	WCA002	1 kpl	65 cm x 23 cm x 39 cm



Mistä voit ostaa?

Tilaukset Suomessa Woodcast Veterinary tuotteisiin:

Vetman Oy

Maarilantie 1, Halikko | Puh. +358 7 221 222

Osta kätevästi verkkokaupastamme
www.vetman.fi



Vastuunottoon
metsänhoidon merkki

M018.03

Sano hyvästit myrkyille



Puhtaasta puusta ja biohajoavasta muovista valmistettu Woodcast on täysin myrkytön, täydellisesti muotoutuva ja ilman vettä – tai kumihanskoja – työstettävä kipsausmateriaali, joka soveltuu kaikkeen kipsaamiseen.

woodcast®

Naturally better

Jäähyväiset hanskoille



Biohajoava Woodcast vapauttaa sinut paitsi myrkyllisiltä kemikaaleilta ja niiden aiheuttamalta ammattiastmariskiltä, myös kumihanskoilta, hengityssuojaimilta ja kohdeimureilta.

Voit kipsata paljain käsin, hengitellä raikasta puun tuoksua ja käyttää ylijäämäpalat uudelleen. Käytetyt kipsit voit hävittää joko energia- tai biojätteenä. Säästyt lisäksi ikävältä moppaamiselta: Woodcast työstetään ilman vettä. Aivan huippusiistiä, eikö?

woodcast®

Naturally better

woodcast® 1 mm Ribbon

Ohutta, nauhamaista Ribbonia käytetään ensisijaisesti muiden Woodcast-tuotteiden kanssa, sormilastoituksissa myös sellaisenaan. Muotoutuu erinomaisesti kaikkein haastavimpiinkin anatomisiin muotoihin.

woodcast® 2 mm

Kevyt, monipuolinen ja silti riittävän tukeva Woodcast-materiaali, joka sopii kaikkeen kipsaukseen sekä pehmytkudosten hoitoon. Täydellinen muotoutuvuus & paras mahdollinen käyttömukavuus!

woodcast® 2 mm Soft

Woodcast-tuoteperheen joustavin materiaali, joka soveltuu erityisesti ortoosien valmistamiseen. Käytä murtumien hoidossa yhdessä muiden Woodcast-tuotteiden kanssa.

woodcast® 4 mm

Kaikkein jämäkin Woodcast-vaihtoehto muotoutuu hyvin ja pitää asennon vaativimmissakin murtumakipsauksissa. Erinomainen alaraajan lastoituksiin – ei murru eikä kulu kovassakaan käytössä.


Myrkytön | Tarttuu tiukasti itseensä | Voi yhdistää ja kerrostaa | Kestävä | Hengittävä | Röntgenläpäisevä

Helppo muotoilla, voit leikata kylmänä tai lämmitettynä.



Voit säädellä materiaalin hengittävyttä viiltoja avaamalla.

Et tarvitse hanskoja tai suojavaate-tusta!



Muotoutuu erinomaisesti kaikkiin muotoihin.